

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyt-wannowy-poziomymalowany-proszkowo-p-2864.html>

Uchwyt wannowy poziomy malowany proszkowo



Cena brutto	161,00 zł
Cena netto	149,07 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-CPL-UWP-10/7-12/7


Opis produktu

Ten uchwyt wannowy, przeznaczony jest dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. To przyrząd bardzo pomocny w utrzymaniu równowagi podczas stania, poruszania się, wychodzenia, wchodzenia do wanny. Nadaje się do zamocowania w łazience. Uchwyt ten zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania go zarówno osobom starszym, chorym jak i niepełnosprawnym. Ponadto uchwyt zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem. Posiada ergonomiczny kształt i wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor biały.

Taki uchwyt stosowany jest w mieszkaniach, domach opieki oraz placówkach, w których przebywają osoby starsze i niepełnosprawne.

Cechy produkty:

- uchwyt wannowy,
- dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
- pomocny w utrzymaniu równowagi,
- do zamocowania w łazience,
- bezpieczeństwo,
- komfort użytkowania,
- zabezpiecza przed poślizgnięciem lub przewróceniem,
- ergonomiczny kształt,
- wykonany ze stali,
- malowany proszkowo na biało,
- fi 25,
- łatwy w montażu,
- solidny,
- estetyczny wygląd.



Oznaczenie Uchwytu	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UWP-10/7	1000	700	102
UWP-12/7	1200	700	102

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt wannowy: UWP-10/7 , UWP-12/7 (+ 6,00 zł)