

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyty-lazienkowe-proste-p-1692.html>

Uchwyty łazienkowe proste



Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	41,67 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UP

Opis produktu

Uchwyty łazienkowe proste Ø25 mm - bezpieczeństwo i komfort dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Uchwyty łazienkowe proste malowane proszkowo o średnicy 25 mm to niezastąpiony element wyposażenia każdej łazienki przystosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zapewniają bezpieczeństwo, stabilność i niezależność, umożliwiając wygodne i bezpieczne korzystanie z łazienki każdego dnia.

Dlaczego warto wybrać proste uchwyty łazienkowe Ø25 mm?

- **Bezpieczne poruszanie się w łazience**

Uchwyty gwarantują pewny chwyt i stabilne podparcie podczas wchodzenia i wychodzenia z wanny, prysznica czy korzystania z toalety. Pomagają uniknąć upadków i kontuzji.

- **Solidna konstrukcja i wytrzymałość**

Wykonane z trwałych materiałów, z powłoką malowaną proszkowo, uchwyty są odporne na wilgoć, korozję i intensywne użytkowanie. Średnica 25 mm zapewnia wygodny i pewny chwyt.

- **Wspierają samodzielność i godność**

Montaż uchwytów w strategicznych miejscach – obok wanny, prysznica, sedesu czy umywalki – zwiększa mobilność i poczucie niezależności osób starszych i niepełnosprawnych.

- **Łatwy montaż i funkcjonalność**

Uchwyty łazienkowe można zamontować poziomo, pionowo lub pod kątem, dostosowując je do indywidualnych potrzeb użytkownika i układu pomieszczenia.


- **Produkt medyczny z 8% VAT**

Uchwyty sprzedawane są jako wyrób medyczny, co oznacza korzystniejszą stawkę VAT (8%) i spełnienie rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa.

- **Polska produkcja i gwarancja jakości**

Uchwyty zostały wyprodukowane w Polsce. W zestawie znajduje się instrukcja w języku polskim oraz 12-miesięczna gwarancja.

Uchwyty łazienkowe proste, dane techniczne:



Model	A [mm]	B [mm]	A + 75 [mm]
UP - 2	200	102	275
UP - 3	300	102	375
UP - 4	400	102	475
UP - 5	500	102	575
UP - 6	600	102	675
UP - 7	700	102	775
UP - 8	800	102	875
UP - 9	900	102	975
UP - 10	1000	102	1075

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu: UP-2 fi 25 , UP-3 fi 25 (+ 3,00 zł), UP-4 fi 25 (+ 6,00 zł), UP-5 fi 25 (+ 9,00 zł), UP-6 fi 25 (+ 13,00 zł), UP-7 fi 25 (+ 17,00 zł), UP-8 fi 25 (+ 20,00 zł), UP-9 fi 25 (+ 23,00 zł), UP-10 fi 25 (+ 29,00 zł)