

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyty-lazienkowe-proste-stal-nierdzewna-inox-p-1694.html>

Uchwyty łazienkowe proste (stal nierdzewna INOX)



Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	110,19 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UP-INOX-UP-2-10

Opis produktu

Poręcze łazienkowe dla niepełnosprawnych - bezpieczeństwo i komfort w każdej łazience

Szukasz **poręczy łazienkowych**, które zapewnią stabilne podparcie i zwiększą bezpieczeństwo w łazience? Nasze **uchwyty łazienkowe dla niepełnosprawnych** to idealne rozwiązanie zarówno do domu, jak i obiektów użyteczności publicznej. Wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej INOX** gwarantują trwałość, łatwość dezynfekcji i estetyczny wygląd.

Dlaczego warto wybrać nasze poręcze do łazienki?

- ✓ **Bezpieczeństwo i wygoda** – **poręcz łazienkowa dla niepełnosprawnych** zapewnia pewne podparcie osobom starszym i o ograniczonej mobilności.
- ✓ **Łatwy montaż** – w zestawie znajdziesz kompletny osprzęt oraz instrukcję w języku polskim.
- ✓ **Higieniczne rozwiązanie** – gładka powierzchnia **uchwytów do łazienki dla osoby niepełnosprawnej** pozwala na szybką dezynfekcję – wystarczy spryskać preparatem, odczekać 15 minut i spłukać wodą.
- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** – **uchwyty łazienkowe proste** (stal INOX, fi 25mm) sprawdzą się w domach, szpitalach, sanatoriach i innych miejscach publicznych.
- ✓ **10 długości do wyboru** – dopasuj poręcz do swoich potrzeb.

Solidne wykonanie i certyfikaty;

Nasze **poręcze do łazienki** są:

- wyprodukowane w Polsce,
- zarejestrowane jako wyrób medyczny,
- objęte **12-miesięczną gwarancją**,
- sprzedawane ze stawką **8% VAT**.


Dodatkowo, uchwyty wyposażone są w **maskownice**, które zapewniają estetyczny wygląd po montażu.

Gdzie sprawdzą się nasze poręcze łazienkowe?

- **Domy osób starszych i niepełnosprawnych** – zwiększ bezpieczeństwo codziennej higieny.

- **Szpitale, sanatoria, DPS-y** – spełniają wymogi obiektów medycznych.
- **Hotele i baseny** – zapewnij gościom komfort i ochronę przed poślizgnięciem.

Poręcze łazienkowe dla niepełnosprawnych, dane techniczne;



Dostępne w 10 długościach – znajdź idealną poręcz dla siebie!

Model	A [mm]	B [mm]	A + 75 [mm]
UP-2 INOX Ø 25	200	102	275
UP-3 INOX Ø 25	300	102	375
UP-4 INOX Ø 25	400	102	475
UP-5 INOX Ø 25	500	102	575
UP-6 INOX Ø 25	600	102	675
UP-7 INOX Ø 25	700	102	775
UP-8 INOX Ø 25	800	102	875
UP-9 INOX Ø 25	900	102	975
UP-10 INOX Ø 25	1000	102	1075

Wybierz **poręcze łazienkowe** od sprawdzonego producenta – **trwałe, bezpieczne i łatwe w utrzymaniu czystości**. Zamów już dziś i zadbaj o wygodę swoich bliskich lub pacjentów!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model uchwytu prostego: UP-2 INOX , UP-3 INOX (+ 8,00 zł), UP-4 INOX (+ 14,00 zł), UP-5 INOX (+ 21,00 zł), UP-6 INOX (+ 28,00 zł), UP-7 INOX (+ 35,00 zł), UP-8 INOX (+ 42,00 zł), UP-9 INOX (+ 47,00 zł)

