

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uchwyty-prysznicowe-lewy-fi32-p-3324.html>



Uchwyty prysznicowe - lewy fi32

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	175,93 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-CPL-UC-UKL-6/4

Opis produktu

Czarna poręcz łazienkowa kątowa lewa fi 32 - funkcjonalność i styl w jednym

Poręcz łazienkowa kątowa lewa fi 32 w kolorze matowej czerni to niezawodne wsparcie w codziennym użytkowaniu łazienki, stworzone z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki solidnemu wykonaniu i nowoczesnemu designowi, czarna poręcz kątowa stanowi nie tylko praktyczny uchwyt, ale i estetyczny element wyposażenia każdej łazienki.

Poręcze do łazienki - gwarancja bezpieczeństwa i komfortu

Nasze poręcze łazienkowe zostały wykonane ze stali malowanej proszkowo, co zapewnia wysoką odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Odpowiednio zaprojektowana kątowa konstrukcja sprawia, że poręcz łazienkowa jest wygodna w użytkowaniu, zwłaszcza podczas wstawania lub siadania (w wannie lub pod prysznicem). Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa stabilność i poczucie pewności w każdej sytuacji.

Zalety poręczy łazienkowej fi 32:

- Bezpieczeństwo użytkowania – stabilna i wytrzymała konstrukcja wspiera osoby z ograniczoną mobilnością.
- Uniwersalność zastosowania – uchwyty do łazienki dla osoby niepełnosprawnej idealnie sprawdzają się przy toalecie, w kabinie prysznicowej czy przy umywalce.
- Stylowy wygląd – matowy czarny kolor to modny akcent, który doskonale komponuje się z nowoczesnym wystrojem łazienki.
- Trwałość i niezawodność – stalowa rurka o średnicy 32 mm gwarantuje długoletnie użytkowanie.
- Szybki montaż – intuicyjna instalacja pozwala na samodzielne przymocowanie poręczy.


Dla kogo przeznaczone są czarne poręcze łazienkowe?

- Dla osób niepełnosprawnych poszukujących wsparcia podczas korzystania z łazienki
- Dla seniorów i osób po urazach lub zabiegach ortopedycznych
- Dla opiekunów dbających o bezpieczeństwo bliskich
- Dla placówek medycznych, domów opieki i ośrodków rehabilitacyjnych

Specyfikacja techniczna:

- Typ: Poręcz łazienkowa kątowa lewa
- Średnica rurki: 32 mm
- Kolor: Czarny, matowy
- Materiał: Stal malowana proszkowo

- Zastosowanie: Poręcz do toalety, kabin prysznicowych, łazienek domowych i instytucjonalnych



Oznaczenie Uchwyty	A [mm]	B [mm]
UKL 6/4 lewy fi 32	600	400

Postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz poręcz łazienkową dla niepełnosprawnych, która łączy trwałość, bezpieczeństwo i estetykę. Czarna poręcz do łazienki to krok w stronę większej samodzielności i komfortu każdego dnia.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.