

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/ugul-do-cwiczen-z-przewieszka-p-1709.html>

UGUL do ćwiczeń z przewieszką



Cena brutto	4 780,00 zł
Cena netto	4 425,93 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SM-T-UGUL-P

Opis produktu

Kabina do Kinezyterapii UGUL z Przewieszką - Idealne Rozwiązanie do Ćwiczeń Rehabilitacyjnych

Kabina do kinezyterapii **UGUL z przewieszką** to profesjonalne urządzenie przeznaczone do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, z oporem oraz ćwiczeń z wykorzystaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Dzięki swojej uniwersalności, kabina **UGUL** znajduje zastosowanie w rehabilitacji ortopedycznej i neurologicznej, wspierając proces usprawniania pacjentów z różnymi schorzeniami.

Kluczowe Zalety Kabiny UGUL z Przewieszką:

- **Uniwersalność:** Kabina **UGUL** umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, w tym samowspomaganych, czynnych w odciążeniu oraz z oporem, co sprawia, że jest niezastąpiona w terapii ruchowej.
- **Solidna Konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości kształtowników zamkniętych 30x30x2 mm, lakierowanych proszkowo, kabina **UGUL** jest trwała i odporna na intensywne użytkowanie.
- **Bezpieczeństwo i Komfort:** Okratowanie kabiny wykonane jest z prętów o średnicy 6 mm (ściany boczne) i 7 mm (sufit), o kształcie oczka 10x6 cm, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
- **Dodatkowe Wyposażenie:** Kabina **WSC-4** może być wyposażona w zestaw przyrządów do kinezyterapii, co zwiększa jej funkcjonalność i dostosowuje do indywidualnych potrzeb pacjentów.
- **Przewieszka w Komplecie:** Do kabiny dołączona jest przewieszka, która ułatwia wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji osób z ograniczoną mobilnością.

Zastosowanie Kabiny UGUL:

Kabina **UGUL** z przewieszką jest idealnym rozwiązaniem dla ośrodków rehabilitacyjnych, szpitali, przychodni oraz gabinetów fizjoterapeutycznych. Dzięki swojej funkcjonalności i solidnej konstrukcji, wspiera proces leczenia schorzeń ortopedycznych, neurologicznych oraz innych dolegliwości wymagających terapii ruchowej.

Dlaczego Warto Wybrać Kabinę UGUL?

- **Wysoka Jakość Wykonania:** Lakierowanie proszkowe zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.
- **Elastyczność:** Możliwość dostosowania kabiny do różnych rodzajów ćwiczeń.
- **Bezpieczeństwo:** Solidna konstrukcja i precyzyjnie wykonane okratowanie gwarantują bezpieczeństwo użytkowników.

Jeśli szukasz profesjonalnego sprzętu do kinezyterapii, kabina **UGUL z przewieszką** to doskonały wybór. Dzięki swojej uniwersalności i solidnej konstrukcji, stanowi niezastąpione narzędzie w procesie rehabilitacji.

Kabina do Kinezyterapii UGUL z Przewieszką, parametry techniczne;

- Szerokość: 400 cm,
- Wysokość: 200 cm,
- Głębokość: 200 cm,
- Waga: 143 kg

Zastosowanie Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego UGUL:

Kabiny stosuje się głównie na oddziałach rehabilitacji , w lecznictwie zamkniętym.

- do ćwiczenia w odciążeniu mięśni kończyn górnych i dolnych,
- do ćwiczenia w odciążeniu z oporem kończyn górnych i mięśni kończyn dolnych,
- do ćwiczenia w odciążeniu mięśni głowy i szyi,
- do ćwiczenia oporowych mięśni głowy i szyi,
- do ćwiczenia oporowych wybranych grup mięśniowych w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych,
- do ćwiczenia samowspomaganych kończyn górnych.
- dają możliwość wykonania podwieszenia całkowitego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Osprzęt do UGUL: brak , Osprzęt do UGULa - zestaw minimum (53elementy) (+ 1 350,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw podstawowy (69elementów) (+ 1 600,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standardowy (82elementy) (+ 2 150,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw standard II (71 elementów) (+ 2 950,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw maksimum (81 elementów) (+ 2 550,00 zł), Osprzęt do UGULa - zestaw pełny (133elementy) (+ 2 900,00 zł)