

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/umywalka-na-oddzial-pediatryczny-p-2629.html>



Umywalka na oddział pediatryczny

Cena brutto	3 560,00 zł
Cena netto	3 296,30 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-KACPEREK-U
Kod producenta	KACPEREK-U-40-0000-O-N

Opis produktu

Przedstawiamy Państwu nowoczesną umywalkę dedykowaną do użytku na oddziałach pediatrycznych. Nasz produkt został starannie wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewniając trwałość i bezpieczeństwo dla najmłodszych pacjentów.

Umywalka została wyposażona w funkcjonalną szafkę z płyty meblowej laminowanej w kolorze białym, która doskonale komponuje się z frontem z płyty MDF lakierowanym na wybrany kolor z palety RAL. Dzięki temu można dopasować jej wygląd do indywidualnych preferencji i stylu pomieszczenia.

Głównym elementem umywalki jest specjalnie zaprojektowana umywalka z laminatu poliestrowo-szklanego. Ten materiał gwarantuje nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także łatwość czyszczenia i dezynfekcji, co jest niezwykle istotne w środowisku medycznym.

Dodatkowo, umywalka jest wyposażona w nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania, co umożliwia jej dostosowanie do konkretnego miejsca montażu. Wymiary umywalki wynoszą 400x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do mniejszych, jak i większych przestrzeni.

Należy zauważyć, że cena umywalki nie obejmuje baterii, co daje możliwość wyboru odpowiedniego modelu zgodnie z preferencjami i wymaganiami placówki medycznej. Nasz produkt został wyprodukowany w kraju i jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych. Ponadto, sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Umywalka na oddział pediatryczny jest idealnym rozwiązaniem dla różnych placówek medycznych, takich jak przychodnie, oddziały pediatryczne i noworodkowe. Ponadto, doskonale sprawdzi się również w żłobkach, hotelach lub basenach. Dzięki swojej funkcjonalności, estetyce i solidnemu wykonaniu, nasz produkt zapewnia komfort zarówno dla personelu medycznego, jak i dla małych pacjentów.

Umywalka na oddział pediatryczny, cechy:

- Wykonanie z wysokiej jakości materiałów: szafka z płyty meblowej laminowanej białej, front z płyty MDF lakierowany na kolor wg palety RAL, umywalka z laminatu poliestrowo-szklanego.
- Nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania, zapewniające stabilność i dostosowanie do różnych powierzchni.
- Wymiary: 400x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), idealne rozmiary dla przestrzeni na oddziałach pediatrycznych.

-
- Brak baterii w zestawie, umożliwiający wybór odpowiedniego modelu zgodnie z preferencjami placówki medycznej.
 - Wyprodukowana w kraju i wpisana do rejestru wyrobów medycznych, zapewniająca wysoką jakość i bezpieczeństwo.
 - Sprzedawana ze stawką 8% VAT.
 - Idealna dla placówek medycznych, przychodni, oddziałów pediatrycznych i noworodkowych.
 - Doskonale sprawdzi się w żłobku, hotelu lub basenie.
 - Funkcjonalna szafka z możliwością przechowywania niezbędnych artykułów medycznych.
 - Łatwość czyszczenia i dezynfekcji dzięki materiałowi umywalki z laminatu poliestrowo-szklanego.

Te cechy podkreślają wysoką jakość, funkcjonalność i wszechstronne zastosowanie umywalki na oddział pediatryczny, czyniąc ją idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, hoteli, żłobków i basenów.

Umywalka na oddział pediatryczny, dane techniczne:

- Wymiary: 400x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary