

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/umywalka-na-oddzial-polozniczny-p-2637.html>



Umywalka na oddział położniczy

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TMBY-OSKAR-U

Kod producenta

**OSKAR-
U-40-PM_-0000-0-N**

Opis produktu

Umywalka na oddział położniczy jest doskonale zaprojektowana i wykonana z wysokiej jakości materiałów, aby spełniać najwyższe standardy higieny i wytrzymałości. Jej solidna konstrukcja opiera się na stelażu z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, które zostały anodowane lub lakierowane proszkowo, aby zapewnić trwałość i estetyczny wygląd. Całość jest dostępna w różnych kolorach z palety RAL, pozwalając dopasować umywalkę do indywidualnych preferencji wystroju.

Wypełnienie umywalki wykonane jest z płyty meblowej, obustronnie laminowanej, co gwarantuje łatwe czyszczenie i odporność na działanie wilgoci i innych czynników środowiskowych. Umywalka sama w sobie jest wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, materiału, który charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i chemikalia. Zapewnia to nie tylko długotrwałe użytkowanie, ale również łatwość utrzymania czystości.

Nóżki umywalki mają regulowaną wysokość 100 mm, co pozwala na łatwe dostosowanie do różnych poziomów podłogi oraz zapewnia stabilność i pewne oparcie. Możliwość poziomowania jest szczególnie istotna, aby zapewnić równomierne rozmieszczenie obciążenia i uniknąć niepożądanych wahań.

Wymiary umywalki wynoszą 400x580x900 mm (szerokość x głębokość x wysokość), co czyni ją odpowiednią do zastosowania na oddziałach położniczych. Jej kompaktowe rozmiary pozwalają zaoszczędzić miejsce, jednocześnie zapewniając odpowiednią przestrzeń dla użytkowników.

Należy pamiętać, że **cena umywalki nie obejmuje baterii**. Zgodnie z przepisami, umywalka została wyprodukowana w kraju i wpisana do rejestru wyrobów medycznych. Jest dostępna ze stawką 8% VAT, co należy uwzględnić przy zakupie.

Umywalka na oddział położniczy została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności, trwałości i estetyce, spełniając najwyższe standardy w zakresie wyposażenia medycznego. Jest to doskonały wybór dla placówek opieki zdrowotnej, które dążą do zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu.

Umywalka na oddział położniczy, dane techniczne:

- Wymiary: 400x580x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy , Malinowy róż , Pomarańczowy , Czerwień chilli , Różany , Fiolet , Jasnoniebieski , Cappuccino , Niebieski marmara , Niebieski , Zieleń mamba , Trawa cytrynowa , Żółty

Kolor elementów dekoracyjnych T: brak , RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary