

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/uniwersalna-kula-inwalidzka-pachowa-p-1146.html>



Uniwersalna kula inwalidzka pachowa

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-KiL-JMC-C_2005


Opis produktu

Kula inwalidzka pachowa wykonana została z aluminiowego trzonu zakończonego nasadką gumową wysokiej jakości. Ponadto kula składa się z miękkiego podparcia pod pachę oraz regulowanego uchwytu. Kula dostępna jest w jednym, uniwersalnym rozmiarze o bardzo szerokim zakresie regulacji, co pozwala dopasować ją dla każdego użytkownika. Kula posiada regulację wysokości w zakresie 97,5 - 157,5 cm. Kula jest lekka, gdyż jej **waga to 880 g** a maksymalne obciążenie to 113 kg.

UWAGA: Cena dotyczy PARY kul.

Cechy kuli:

- trzon aluminiowy,
- miękkie podparcie pod pachę,
- regulowany uchwyt,
- regulowana wysokość,
- wymienne gumki,
- ergonomiczny kształt,
- dostępna w uniwersalnym rozmiarze,
- **sprzedawana w parach.**
- **kolor srebrny**



Maksymalne obciążenie: 113 kg

A Regulacja wysokości: 97,5 – 157,5 cm

Waga: 0,88 kg

Kolor: srebrny

+/- 0,5 -1 cm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.