

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/universalna-orteza-na-reke-i-przedramie-p-1078.html>



Uniwersalna orteza na rękę i przedramię

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TGO-CHFX-70

Opis produktu

Orteza ręki i przedramienia stosowana jest w celu stabilizacji stawu nadgarstkowego oraz dłoni.

Produkt ten należy do linii Chrisofix, która charakteryzuje się bardzo lekkim i wytrzymałym rdzeniem otoczonym wewnątrz, jak i na zewnątrz wyściółką z bawełny i pianki polietylenowej.

Produkty Chrisofix łączą w sobie zalety tradycyjnego unieruchomienia z komfortem użytkowania elastycznej ortezy. Produkty wykonane w tej technologii zapewniają punktowe bądź całościowe unieruchomienie wybranej części ciała. Założenie produktów z linii Chrisofix nie wymaga wody, czy źródeł ciepła. Technologia Chrisofix polega na wykorzystaniu opatentowanej lekkiej, aluminiowej struktury umożliwiającej perfekcyjne dopasowanie produktu do budowy anatomicznej pacjenta. Doskonała stabilizacja jest możliwa dzięki wielopunktowej regulacji na rzepy oraz występowaniu produktów w kilku rozmiarach.

Produkty Chrisofix:

- są przepuszczalne dla promieni Rentgena,
- można je indywidualnie dopasować, w zakresie nawet najmniejszych różnic budowy anatomicznej pacjenta,
- posiadają perforowaną strukturę – przepuszczalną dla ciepła i wilgoci,
- są łatwe w utrzymaniu i komfortowe w użytkowaniu.

Stabilizator ten **zapinany jest na trzy rzepy** umieszczone na taśmach dociągowych, co zapewnia bardzo dobre przyleganie ortezy do ręki.

Produkowana jest w dwóch rozmiarach **M i L**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

Pomiar: szerokość dłoni na wysokości kości śródręcza II-V

ROZMIAR	
M	8 - 9 cm
L	> 9 cm

Cechy ortezy:

- perfekcyjna stabilizacja półkolistą,
- możliwość regulacji stabilizacji za pomocą trzech taśm dociągowych zapinanych na rzep
- natychmiastowa gotowość do użycia,
- możliwość regulacji kształtu,
- nadaje się do wielokrotnego użytku,
- lekka
- wygodna w stosowaniu
- dostępna w 2 rozmiarach

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Orteza zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- Ostre bądź przewlekłe zespoły bólowe kości nadgarstka
- Zapalenia oraz uszkodzenia aparatu więzadłowego
- Pęknięcia i złamania w obrębie stawów nadgarstka
- Zmiany zwyrodnieniowe w stawie nadgarstkowym

Produkty Chrisofix zostały opatentowane w Szwajcarii i produkowane są na Węgrzech.

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: M , L