

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/up02-pas-do-stabilizacji-podudzia-p-136.html>

Pas stabilizacyjny podudzia UP02 do UGUL/PUR



Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	60,19 zł
Dostępność	EXPRESS WYSYŁKA 24H
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UP02

Opis produktu

Pas stabilizacyjny podudzia UP02 do UGUL/PUR to element osprzętu do kinezyterapii przeznaczony do stabilizacji i pozycjonowania podudzia podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych. Produkt pomaga utrzymać kończynę dolną w zaplanowanym ustawieniu, ułatwia kontrolę toru ruchu i wspiera prowadzenie ćwiczeń w sposób bardziej powtarzalny oraz bezpieczny. W praktyce spotykany jest także zapis modelu **UP/02** oraz **UP-02**.

Skrót parametryczny: model UP02, pelota 100 × 120 mm, pas 40 × 1320 mm, zastosowanie: systemy UGUL oraz przyłóżkowe mosty PUR. Pas sprawdza się podczas ćwiczeń czynno-biernych, samowspomaganych, czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem. Produkt należy stosować zgodnie z planem terapii i pod nadzorem specjalisty.

Do czego służy pas stabilizacyjny podudzia UP02?

Model UP02 służy do stabilizacji podudzia podczas ćwiczeń kończyny dolnej w systemach UGUL i PUR. Pomaga utrzymać właściwe ustawienie segmentu kończyny, poprawia kontrolę ruchu i ułatwia prowadzenie ćwiczeń wymagających odciążenia, pozycjonowania lub pracy z oporem.

Konstrukcja i dopasowanie

Pas składa się z części obejmującej podudzie oraz taśmy mocującej zakończonej pętlami. Taka budowa pozwala szybko dopasować produkt do pacjenta i stanowiska terapeutycznego, a jednocześnie usprawnia codzienną pracę w gabinecie fizjoterapii, oddziale rehabilitacji i placówce medycznej.

Zastosowanie w systemach UGUL i PUR

Pas UP02 jest przeznaczony do pracy w kabinach UGUL oraz przy mostach PUR. Jeżeli kompletujesz stanowisko do ćwiczeń, zobacz również [elementy osprzętu UGUL](#), [elementy osprzętu PUR](#) oraz [osprzęt do kabin UGUL](#).

Najważniejsze korzyści

- stabilizacja i pozycjonowanie podudzia podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- ułatwienie kontroli ustawienia kończyny dolnej,
- zastosowanie w ćwiczeniach czynno-biernych, samowspomaganych, w odciążeniu i z oporem,
- szybkie dopasowanie do pacjenta dzięki regulacji pasa,
- praktyczny element osprzętu do codziennej pracy w systemach UGUL/PUR.

Powiązane elementy osprzętu UGUL

Przy kompletowaniu stanowiska do kinezyterapii warto dobrać także inne elementy osprzętu współpracujące z pasami stabilizacyjnymi i systemem podwieszeń. Poniżej znajdziesz produkty, które pomagają rozbudować zestaw do ćwiczeń w odciążeniu, z oporem i w podwieszeniu.

- [pas stabilizacji uda FC03](#)
- [pas klatki piersiowej FC01](#)
- [pas tułowia SE03](#)
- [linka do podwieszeń 70 cm KC30](#)
- [kamaszek skórzany KC14](#)
- [komplet osprzętu UGUL 133 elementy](#)