

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 11:51

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/upraz-na-klatke-piersiowa-p-372.html>

## Uprząż na klatkę piersiową



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>450,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>416,67 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>W magazynie</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>SM-TGO-PU-SVF3400</b> |

### Opis produktu

Prezentowana uprząż stosowana jest na klatkę piersiową w celu unieruchomienia pacjenta. Stosowana jest w warunkach szpitalnych, a także domowych. Wykorzystywana jest w przypadku nieprzytomności pacjenta, w stanach psychicznych bądź braku koordynacji ruchowej. Jej zadaniem jest przymocowanie pacjenta do łóżka. Uprząż ta tak samo jak pasy zapinana jest za pomocą magnetycznych kluczy. Ponadto jest wzmocniana na całej długości co sprawia, że jest bardzo wytrzymała. Uprząż wykonana jest w 100% poliestru i wyposażona w nie korozyjne metalowe elementy. Jest łatwa do utrzymania w czystości, a do jej pielęgnacji można stosować środki chemiczne bądź sterylizację w autoklawie. Dodatkowym atutem tej uprząży jest odporność na różnego rodzaju uszkodzenia. Poza tym wykonana jest w wysokiej jakości materiałów co sprawia, że ma estetyczny wygląd.



**UWAGA!!! Uprząż na klatkę piersiową stanowi jedynie dodatek. Aby spełniała swoją funkcję musi być dokupiony PAS UNIERUCHAMIAJĄCY NA TUŁÓW.**

### Cechy uprząży unieruchamiającej pacjenta:

- zakładana na klatkę piersiową

- 
- posiada dodatkowe wzmocnienia na długości
  - odporna i wytrzymała na uszkodzenia
  - otwory pasa zabezpieczone są metalowymi oczkami
  - metalowe elementy pasa nie ulegają korozji
  - wykonany w 100% z poliestru
  - łatwa w utrzymaniu czystości
  - do czyszczenia można użyć środków chemicznych
  - posiada także możliwość sterylizacji w autoklawie
  - odporne na pranie w wysokich temperaturach (90°)
  - zapięcie pasa odbywa się za pomocą kluczy magnetycznych
  - łatwa w obsłudze - szybkie zapięcie
  - nie zawierają lateksu - Latex free
  - gwarancja: 24 miesiące
  - staranne i estetyczne wykonanie



Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.