

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-lazienkowa-analizator-wagi-ciala-p-348.html>



HoMedics 9116 – powystawowa waga łazienkowa z analizą składu ciała 150 kg

Cena brutto **220,80 zł**

Cena netto **179,51 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9116**

Opis produktu

HoMedics 9116 – waga łazienkowa, która pokazuje więcej niż kilogramy

HoMedics 9116 to elektroniczna waga osobowa umożliwiająca kontrolowanie masy ciała oraz obserwowanie orientacyjnych parametrów jego składu. W odróżnieniu od zwykłej wagi łazienkowej wyświetla również wyniki analizy tkanki tłuszczowej, zawartości wody, mięśni i masy kostnej oraz szacunkowy wskaźnik BMR.

Urządzenie obsługuje osoby o masie do **150 kg** i posiada pamięć ustawień dla **8 użytkowników**. Dzięki temu z jednej wagi może korzystać kilku domowników, wykorzystując indywidualne profile podczas wykonywania analizy.

Produkt powystawowy – zapoznaj się ze stanem przed zakupem

Oferowana waga HoMedics 9116 jest produktem powystawowym, a nie fabrycznie nowym. Ze względu na wcześniejszą ekspozycję, rozpakowanie lub przechowywanie może nosić ślady użytkowania.

- Na szklanej platformie mogą występować zarysowania.
- Obudowa może posiadać otarcia lub inne ślady ekspozycji.
- Opakowanie może być otwarte, uszkodzone, naderwane lub wgniecione.
- Wygląd poszczególnych egzemplarzy może się różnić.

Produkt oferowany jest jako sprawny technicznie. Zdjęcia mają charakter poglądowy i prezentują model urządzenia, niekoniecznie dokładny stan wizualny każdej dostępnej sztuki.

Jakie informacje o składzie ciała pokazuje HoMedics 9116?

Analizator pozwala uzyskać zestaw informacji przydatnych podczas regularnej, domowej obserwacji masy i składu ciała.

- **Masa ciała** – podstawowy wynik ważenia.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Zawartość wody** – orientacyjna informacja o udziale wody w ciele.
- **Masa mięśniowa** – wartość oszacowana przez analizator.
- **Masa kostna** – orientacyjny parametr wyliczany przez urządzenie.
- **BMR** – szacowana podstawowa przemiana materii, czyli zapotrzebowanie energetyczne organizmu w spoczynku.

Warto pamiętać, że analiza składu ciała nie jest badaniem diagnostycznym. Otrzymywane wyniki są szacunkowe i mogą zmieniać się między innymi wraz z poziomem nawodnienia organizmu.

Dlaczego warto porównywać pomiary wykonywane w podobnych warunkach?

Jednorazowy pomiar nie zawsze pokazuje rzeczywisty kierunek zmian. Masa ciała oraz wyniki analizy mogą się różnić w zależności od pory dnia, spożytych posiłków czy ilości wypitych płynów.

Aby obserwacje były bardziej miarodajne, najlepiej korzystać z wagi o podobnej porze, na twardym i równym podłożu. Podczas analizy składu ciała należy stanąć bosymi stopami na elementach pomiarowych, zgodnie z instrukcją urządzenia.

Pamięć 8 profili służy do przechowywania danych użytkowników. Nie należy utożsamiać jej z funkcją zapisywania historii wszystkich wyników.

Czarna szklana platforma i podświetlany LCD

Waga posiada czarną platformę wykonaną ze szkła oraz elektroniczny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem. Elementy pomiarowe umieszczone na powierzchni urządzenia umożliwiają wykonywanie analizy składu ciała.

Gładką powierzchnię można przecierać miękką, lekko wilgotną ściereczką. Wagi nie należy zanurzać w wodzie, narażać na silne uderzenia ani przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

Specyfikacja techniczna HoMedics 9116

Parametr	Dane produktu
Marka	HoMedics
Model / MPN	9116
Rodzaj urządzenia	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Stan produktu	Powystawowy
Maksymalne obciążenie	150 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, szacunkowa
Analiza zawartości wody	Tak, szacunkowa
Analiza masy mięśniowej	Tak, szacunkowa
Analiza masy kostnej	Tak, szacunkowa
Wskaźnik BMR	Tak, obliczany
Pamięć użytkowników	8 profili
Platforma	Szklana
Kolor	Czarny
Wyświetlacz	LCD z niebieskim podświetleniem
Przeznaczenie	Domowa kontrola masy i orientacyjnych parametrów składu ciała
Opakowanie	Może być otwarte lub uszkodzone

Bezpieczeństwo korzystania z analizatora

Analiza składu ciała wykorzystuje metodę bioimpedancji elektrycznej. Osoby z rozrusznikiem serca lub innym wszczepionym urządzeniem elektronicznym nie powinny korzystać z funkcji analizy BIA. Przed użytkowaniem należy zapoznać się z instrukcją i przeciwwskazaniami.

Wyniki uzyskiwane z domowego analizatora nie zastępują badań medycznych i nie powinny być jedyną podstawą decyzji dotyczących zdrowia lub diety.

Wybierz odpowiednią wagę do domowych pomiarów

HoMedics 9116 to propozycja dla osób poszukujących wagi z dodatkowymi funkcjami analizy, które jednocześnie akceptują powystawowy stan urządzenia.

Jeżeli potrzebujesz wyłącznie pomiaru masy ciała, bez elektronicznego analizatora, zobacz również [mechaniczną wagę osobową Salter 484 WHDR](#) z powiększoną tarczą.

Inne rozwiązania znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe SaleMED.pl](#).