

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-niemowleca-do-przychodni-p-2866.html>

## Waga niemowlęca do przychodni



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dostępność       | <b>W magazynie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-7 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SM-SECA-834</b> |

### Opis produktu

#### Waga dla niemowląt na oddziały pediatryczne.

Waga ta, idealnie się sprawdzi w **gabinetach pediatrycznych, przychodniach, szpitalach**. Waga może być stosowana dla niemowląt, a także, po zdjęciu szalki, staje się wagą **płaską do ważenia małych dzieci**.

#### Cechy produktu:

- do gabinetów pediatrycznych, szpitali, przychodni,
- bezpieczne i zarazem wygodne ważenie niemowląt,
- zaokrąglony kształt szalki i lekko podwyższone ścianki boczne dają poczucie bezpieczeństwa,
- po zdjęciu szalki z podstawy (wciśnięcie przycisku odłącza szalkę od podstawy), uzyskujemy w pełni funkcjonalną, elektroniczną wagę płaską,
- maksymalne obciążenie do 20 kg

#### Stała blokada szalki zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa:

**Stałe połączenie szalki z podstawą w stanie zablokowanym sprawia, że wagę dla niemowląt można bez problemu podnieść i bezpiecznie przetransportować.**



**Łatwa obsługa dzięki intuicyjnym funkcjom przycisków:**

- przyciski funkcyjne rozmieszczone w sposób umożliwiający intuicyjną, a tym samym łatwą obsługę wagi seca 834
- dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się niemowlęciem, a dopiero później odczytać wynik ważenia
- funkcja TARA umożliwia uwzględnienie i odjęcie wagi pieluszek lub podkładki od wyniku ważenia
- funkcja Breast-Milk-Intake służy do określenia ilości mleka wypitego przez niemowlę podczas karmienia. Naciśnięcie przycisku pozwala zapisać masę niemowlęcia przed karmieniem i następnie odjąć ją od aktualnego wyniku uzyskanego przy ponownym ważeniu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.