

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 12:48

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-plaska-p-2868.html>



Waga płaska

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-SECA-875

Opis produktu

Ta nowoczesna waga płaska do **mobilnego użytku**. Jest niezwykle **stabilna i nadaje się do ważenia osób do 200 kg**. Do tego stoi ona mocno na **czterech samopoziomujących nóżkach**, co gwarantuje równowagę. Waga jest idealna do użytku domowego jak i do placówek medycznych.

Cechy produktu:

- do mobilnego użytku,
- płaska,
- stabilna,
- na czterech samopoziomujących nóżkach,
- do użytku domowego i innych placówek medycznych

Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 200 kg
- Klasa dokładności: III
- Podziałka: 200 g
- Wymiary: 321 x 60 x 356 mm
- Waga: 4 kg
- Funkcje: włączanie przez nastąpienie, automatyczne wyłączanie
- Zasilanie: bateryjne
- Gwarancja: 2 lata
- Legalizacja: TAK

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.