

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-wielofunkcyjna-z-porecza-p-2870.html>



Waga wielofunkcyjna z poręczą

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-SECA-645

Opis produktu

Waga wielofunkcyjna z poręczą.

Waga ta została zaprojektowana do stawiania diagnozy oraz terapii **osób niepełnosprawnych lub osób z nadwagą**. Sprawdza się w **szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki społecznej, stacjach dializ**. Waga ta posiada **poręcz stanowiącą podporę** dla pacjentów podczas procesu ważenia. Poręcz jest **wytrzymała i stabilnie zainstalowana**. Również dla personelu pielęgniarskiego jest to znaczne odciążenie fizyczne i ułatwienie w opiece nad niepełnosprawnymi pacjentami.

Antypoślizgowa **platforma o wysokości 45 mm** ułatwia wchodzenie na wagę – nawet dla osób starszych i pacjentów z oddziałów ortopedii. Dodatkowa zaleta: Na przestronnej powierzchni ważenia można łatwo ustawić krzesło, które umożliwia ważenie w pozycji siedzącej. Ciężar krzesła może zostać uprzednio zapisany za pomocą funkcji PreTARA i odjęty od aktualnie mierzonej wagi ciała pacjenta.

Dzięki nośności 300 kg waga jest również idealnie przystosowana do ważenia znacznie otyłych osób. Opcjonalny wzrostomierz, umożliwia jednocześnie mierzenie wzrostu. **Funkcja BMI łączy ustaloną wartość wagi za pomocą przycisku z wartością wzrostu i w ten sposób określa obiektywne dane odnośnie stanu odżywienia.**

Dzięki gumowym rolkom można przesunąć wagę do pacjenta. **Mobilność wagi jest zwiększona dzięki** możliwości zasilania poprzez baterię lub zasilanie sieciowe. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu w adapter RS232 seca 460, wagę można podłączyć bezpośrednio do komputera lub drukarki.

Cechy produktu:

- dla osób niepełnosprawnych, otyłych,
- do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, domów opieki, stacji dializ,
- poręcz stanowiąca podporę,
- stabilna,
- antypoślizgowa platforma,
- mierzenie wzrostu,
- funkcja BMI,
- na gumowych rolkach

Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 20 kg
- Klasa dokładności: III
- Podziałka: 100 g 200 g
- Wymiary: 750 x 1.140 x 750 mm, pow. ważenia: 600 x 45 x 600 mm

-
- Waga: 24 kg
 - Transmisja danych: bezprzewodowa transmisja danych seca 360° wireless
 - Funkcje: Pre-TARA, TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie, przełączanie zakresu ważenia, BMI, amortyzacja
 - Zasilanie: zasilacz (w zestawie)
 - Gwarancja: 2 lata
 - Legalizacja: TAK

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.