

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/waga-ze-wzrostomierzem-do-gabinetu-lekarskiego-p-2865.html>



Waga ze wzrostomierzem do gabinetu lekarskiego

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-SECA-799

Opis produktu

Elektroniczna waga kolumnowa z funkcją BMI.

Waga elektroniczna, idealna do codziennego użytku w **szpitalach czy też gabinetach lekarskich, medycznych**. Dzięki rolkom transportowym waga jest **mobilna**, co ułatwia jej przemieszczanie. Dodatkowo waga posiada **wzrostomierz**, dzięki któremu można określić wysokość jak i ciężar pacjenta w jednym kroku, dzięki czemu oszczędzamy czas. Waga również została wyposażona w kilka funkcji inteligentnych, np. BMI.

Cechy produktu:

- do gabinetów lekarskich, medycznych,
- elektroniczna,
- mobilna,
- ze wzrostomierzem
- z funkcją BMI
- **z 8% VAT**

Dane techniczne:

- Klasa dokładności: III (3)
- Nośność: 200 kg
- Podziałka (g): 100 g 200 g
- Zasilanie: Zasilacz (opcjonalnie), baterie
- Wymiary (SxWxG): 294 x 831 x 417 mm
- Waga netto: 6,3 kg
- Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, BMI
- CE: CE 0109, 0123

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.