

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wanienka-do-pielęgnacji-niemowląt-p-2633.html>



Wanienka do pielęgnacji niemowląt

Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Numer katalogowy

SM-TMBY-OSKAR_A

Opis produktu

Stanowisko do **pielęgnacji noworodków z serii OSKAR, MODUŁ A**, jest przeznaczony do prowadzenia zabiegów **pielęgnacyjnych przy noworodkach i niemowlątach na oddziałach położniczo-noworodkowych**, jak i w punktach **pielęgnacyjnych sal noworodkowych i niemowląt na oddziałach dziecięcych**.

Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i **złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor z palety RAL**.

Wypełnienie z płyty meblowej **obustronnie laminowanej**. Wanienka została zaprojektowana i wykonana z wysokiej jakości materiału,

poliesterowo-szklanego, dzięki czemu jest trwała i odporna na mikrouszkodzenia. **Całość została osadzona na nóżkach o wysokości 100mm z możliwością poziomowania**.

Wyposażenie:

- wanienka – szer. 80 cm

Cechy produktu:

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS
- stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej
- wanienka z laminatu poliesterowo-szklanego
- nóżki o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania
- **sprzedawane z 8% VAT**
- **produkowany w Polsce**

Dane techniczne:

- szerokość: 800mm
- głębokość: 580mm
- wysokość: 900mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy , Malinowy róż , Pomarańczowy , Czerwień chilli , Różany , Fiolet , Jasnoniebieski , Cappuccino , Niebieski marmara , Niebieski , Zieleń mamba , Trawa cytrynowa , Żółty

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035