

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wanna-lozko-kapielowe-stala-wysokosc-p-3255.html>

Wanna łóżko kąpielowe - stała wysokość

Numer katalogowy

SM-INW-ECO-C212



Opis produktu

Wózek Transportowo-Kąpielowy do Mycia Osób Niepełnosprawnych - Komfort i Bezpieczeństwo

Wózek transportowo-kąpielowy to idealne rozwiązanie, które ułatwia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, zapewniając możliwość kąpieli i przewożenia pacjenta w pozycji leżącej. **Łóżko kąpielowe dla niepełnosprawnych** o stałej wysokości umożliwia mycie pacjenta w bezpiecznych warunkach oraz łatwy transport w budynkach takich jak szpitale, domy opieki i ośrodki rehabilitacyjne.

Cechy i zalety łóżka kąpielowego

To **łożko do mycia chorych** wyróżnia się trwałą, wytrzymałą konstrukcją oraz wysokiej jakości materiałami, co przekłada się na bezpieczne i wieloletnie użytkowanie. Dzięki przemyślanemu projektowi, wózek zapewnia komfort zarówno pacjentom, jak i opiekunom.

W podstawowej wersji wózek kąpielowy zawiera:

- **Stalową konstrukcję lakierowaną** na **kolor biały**, odporną na uszkodzenia i korozję;
- **Wannę PCV z odpływem**, która ułatwia odprowadzanie wody i szybkie mycie wózka po użyciu;
- **Wodoodporną poduszkę z PCV** zapewniającą wygodę pacjenta podczas kąpieli;
- **Koła z indywidualnymi hamulcami**, umożliwiające stabilne zatrzymanie wózka w wybranym miejscu;
- **Barierki czołowe i boczne** wykonane ze stali malowanej proszkowo na **kolor biały**, które zapewniają bezpieczeństwo pacjenta;
- **Odbojniki ochronne** na rogach, chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami.

Dane techniczne łóżka kąpielowego - wymiary i wytrzymałość

- **Długość całkowita** (po dnie wanny): 203 cm (186 cm wewnątrz);
- **Szerokość całkowita** (wewnątrz wanny-po dnie): 73 cm (56 cm);
- **Wysokość całkowita** (po dnie wanny): 88 cm (55,5 cm);
- **Maksymalne obciążenie**: 140 kg;
- **Średnica kół**: 20 cm, zapewniająca łatwość transportu.

To **łożko kąpielowe dla osób niepełnosprawnych** idealnie nadaje się do zapewnienia komfortu, wygody i bezpieczeństwa pacjentom wymagającym specjalistycznej opieki. Solidna konstrukcja i praktyczne dodatki czynią z niego niezastąpiony element wyposażenia ośrodków medycznych, placówek opieki oraz domów seniora.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.