

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-mobilny-na-fartuchy-dwa-rzedy-uchwytow-p-2463.html>



Wieszak mobilny na fartuchy - dwa rzędy uchwytów

Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	2 845,53 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RTG-02/6
Kod producenta	RTG-02-06-KO-K8.6

Opis produktu

Wieszak mobilny na fartuchy RTG - dwa rzędy po 6 uchwytów ze stali kwasoodpornej

Wieszak mobilny na fartuchy RTG to niezawodne i higieniczne rozwiązanie do przechowywania odzieży ochronnej stosowanej w diagnostyce obrazowej. Zaprojektowany z myślą o potrzebach techników i personelu medycznego, zapewnia bezpieczne i ergonomiczne miejsce na do 12 elementów ochrony radiologicznej – fartuchy, półfartuchy oraz garsonki ołowiane. Dzięki swojej solidnej konstrukcji i mobilności, wieszak idealnie sprawdza się w pracowniach rentgenowskich, gabinetach stomatologicznych, weterynaryjnych oraz w dużych klinikach i szpitalach.

Konstrukcja i materiały

Korpus wieszaka wykonano w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (AISI 304), stosowanej w sprzęcie medycznym ze względu na jej odporność na korozję, działanie środków dezynfekcyjnych oraz wilgoć. Materiał ten gwarantuje pełną czystość mikrobiologiczną i trwałość przez lata użytkowania. Gładkie powierzchnie ułatwiają utrzymanie higieny i zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym.

Wieszak posiada dwa rzędy po sześć solidnych uchwytów, co umożliwia logiczne rozmieszczenie odzieży według rodzaju lub użytkownika. Każdy uchwyt ma kształt zapewniający odpowiednie podparcie i zapobiegający zagnieceniom ołowianej warstwy ochronnej.

Mobilność i stabilność

Podstawa wyposażona jest w cztery kółka o średnicy 100 mm w obudowie z tworzywa sztucznego, w tym dwa z blokadą. Pozwala to swobodnie przemieszczać stojak między pomieszczeniami, a jednocześnie gwarantuje stabilność podczas użytkowania. Mobilna konstrukcja znacząco ułatwia organizację przestrzeni w pracowni RTG.

Wymiary: 820 × 580 × 1800 mm (szer. × gł. × wys.) – pozwalają na komfortowy dostęp do odzieży przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów w pomieszczeniu diagnostycznym.

Bezpieczne użytkowanie i konserwacja

Zgodnie z zaleceniami z instrukcji użytkowania, wieszak powinien być ustawiony na równej powierzchni, w odległości od

źródeł ciepła i wilgoci. Czyszczenie należy wykonywać miękką, wilgotną ściereczką z użyciem łagodnych środków dezynfekujących dopuszczonych do sprzętu medycznego. Nie zaleca się stosowania preparatów zawierających chlor ani silnych detergentów, które mogą matowić powierzchnię stali.

Okresowa kontrola stanu technicznego (np. sprawdzenie uchwytów i kółek) pozwala utrzymać pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania przez długie lata.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu, czyszczenia oraz konserwacji wieszaka znajdują się w instrukcji obsługi produktu ([PDF](#))

(Zalecamy zapoznanie się z dokumentem przed pierwszym użyciem, aby zapewnić prawidłową i bezpieczną eksploatację.)

Zastosowanie

Wieszak mobilny na fartuchy RTG jest przeznaczony do:

- pracowni rentgenowskich i tomografii komputerowej,
- gabinetów radiologii stomatologicznej, weterynaryjnej i ortopedycznej,
- szpitali, klinik i ośrodków diagnostycznych,
- laboratoriów i zapleczy technicznych korzystających z osłon ołowianych.

Najważniejsze zalety

1. bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne przechowywanie odzieży ochronnej,
2. odporność na dezynfekcję i środki czyszczące dzięki stali kwasoodpornej,
3. mobilność ułatwiająca organizację przestrzeni,
4. trwałość i estetyczne wykonanie spełniające normy medyczne,
5. łatwość czyszczenia i konserwacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.