

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-mobilny-na-fartuchy-olowiane-rtg-5-uchwytow-p-2460.html>



Wieszak mobilny na fartuchy ołowiane RTG - 5 uchwyków

Cena brutto	2 755,00 zł
Cena netto	2 239,84 zł
Cena poprzednia	2 960,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RTG-01/5
Kod producenta	RTG-01-05-KO-K8.6

Opis produktu

Wieszak mobilny na fartuchy RTG.

Wieszak został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Wieszak posiada pięć uchwyków na fartuchy ołowiane.

Dane techniczne:

- Szerokość: 700 mm
- Głębokość: 580 mm
- Wysokość: 1800 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.