

Dane aktualne na dzień: 11-09-2026 01:22

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-na-fartuchy-olowiane-rtg-6-uchwytow-p-2461.html>



Wieszak na fartuchy ołowiane RTG - 6 uchwytów

Cena brutto	2 880,00 zł
Cena netto	2 341,46 zł
Cena poprzednia	3 090,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RTG-01/6
Kod producenta	RTG-01-06-KO-K8.6

Opis produktu

Wieszak mobilny na fartuchy RTG.

Wieszak został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Wieszak posiada sześć uchwytów na fartuchy ołowiane.

Dane techniczne:

- Szerokość: 820 mm
- Głębokość: 580 mm
- Wysokość: 1800 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.