

Dane aktualne na dzień: 11-09-2026 05:26

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-na-fartuchy-rtg-025-p-2462.html>



Wieszak na fartuchy RTG-02/5

Cena brutto	3 315,00 zł
Cena netto	2 695,12 zł
Cena poprzednia	3 549,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-RTG-02/5
Kod producenta	RTG-02-05-KO-K8.6

Opis produktu

Wieszak mobilny, dwa rzędy po 5 uchwytych na fartuchy, półfartuchy i garsonki ołowiane, RTG.

Wieszak został w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Wieszak posiada pięć uchwytych na fartuchy ołowiane.

Dane techniczne:

- Szerokość: 700 mm
- Głębokość: 580 mm
- Wysokość: 1800 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.