

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wieszak-teleskopowy-kroplowki-ko-2m-p-2455.html>

Wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m



Cena brutto	810,00 zł
Cena netto	750,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-KO-2m/USU2-01

Opis produktu

Wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m montowany do uchwytu szynowego na szynę **MODUR - USU2-01**

Wysięgnik jest w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych. **Głowica** zakończona dwoma haczykami. **Mocowanie** wysięgnika na szynę instrumentalną. Jego długość w stanie złożonym to 700mm, a długość w stanie rozłożonym:2000mm. Regulacja pochylenia za pomocą odboju, 180stop. waga: 3 kg, maksymalne obciążenie: 3 kg.

Dane techniczne wieszaka USU2-01:

- anodowane aluminium
- wymiary [mm]: 54x60 [wysokość x szerokość]
- śruba dociskowa M6x25 mm
- pasujący na szyny 10x25 mm EUROSTANDARD oraz 10x30 mm MODUR

Cena produktu oraz wysyłki nie obejmuje szyny instrumentalnej.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.