

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-do-masazu-nog-i-kregoslupa-p-3350.html>



Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa

Cena brutto	19 000,00 zł
Cena netto	17 592,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KSS-W

Opis produktu

Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa - nowoczesna terapia wodna dla Twoich pacjentów

Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa to zaawansowane urządzenie do terapii wodnej, zaprojektowane z myślą o skutecznej rehabilitacji kończyn dolnych oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych, gabinetów fizjoterapeutycznych oraz ośrodków rehabilitacyjnych, które cenią najwyższy standard usług oraz efektywność zabiegów.

Ta wielofunkcyjna **wirówka nóg** to nowoczesna wanna do kąpieli wirowych, wyposażona w **18 dysz masujących**, które precyzyjnie oddziałują na trzy kluczowe obszary ciała:

- 12 dysz na **kończyny dolne**, zapewniających intensywny hydromasaż nóg,
- 4 dysze na odcinku lędźwiowym, wspomagające terapię kręgosłupa,
- 2 dysze boczne ukierunkowane na okolice bioder.

Dzięki zastosowaniu **dwóch poziomów napełniania**, urządzenie pozwala na znaczne oszczędności wody, zachowując przy tym pełną skuteczność terapii. Zintegrowany **panel dotykowy** umożliwia intuicyjne sterowanie wszystkimi funkcjami, w tym wybór jednej z trzech niezależnych stref masażu: **kończyny dolne, kręgosłup, kończyny dolne i kręgosłup**.

Kluczowe funkcje i zalety:

- System automatycznego napełniania wody i automatycznego opróżniania,
- Trzy niezależne strefy zabiegowe,
- Wbudowany **czujnik temperatury** oraz poziomu wody – pełne bezpieczeństwo użytkowania,
- Możliwość ustawienia czasu zabiegu (standardowo 15 minut z automatycznym wyłączeniem),
- **Ręczny prysznic** do opłukiwania kończyn po zabiegu,
- **Stopień podwójny**, ułatwiający bezpieczne wejście do wanny.

To nie tylko **wirówka do hydromasażu rąk i nóg** – to kompleksowe rozwiązanie terapeutyczne, które wspiera rehabilitację pacjentów z problemami ortopedycznymi, neurologicznymi oraz pourazowymi. Urządzenie doskonale sprawdza się również jako **wirówka do masażu nóg** w terapii przeciwobrzękowej, poprawiając krążenie oraz zmniejszając napięcie mięśniowe.

Dzięki solidnej konstrukcji i nowoczesnej technologii, **wirówki do nóg** tego typu to inwestycja w jakość usług oraz komfort pacjenta – niezastąpiona w profesjonalnej praktyce fizjoterapeutycznej.

Wirówka do masażu nóg i kręgosłupa, specyfikacja techniczna;

- Pojemność zabiegowa; 70-170 l
- Liczba dysz; 18 (+ 1 - opcja)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 136 x 75 x 100 cm
- Pobór mocy; 1,1 kVA
- Zasilanie; 230 V/ 50 Hz
- Waga; 80kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model wirówki: Wirówka ręczna , Wirówka automatyczna (+ 2 000,00 zł)