

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-do-masazu-rak-p-3349.html>

Wirówka do masażu rąk



Cena brutto	15 500,00 zł
Cena netto	14 351,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-KSS-W

Opis produktu

Wirówka do rehabilitacji rąk - profesjonalna wanna do masażu wirowego kończyn górnych

Wirówka do rehabilitacji rąk to zaawansowane urządzenie medyczne, przeznaczone do terapii wodnej kończyn górnych. Stanowi nieocenione wsparcie w rehabilitacji pourazowej, neurologicznej oraz w leczeniu schorzeń reumatologicznych. Dzięki intensywnemu działaniu masażu wirowego poprawia krążenie obwodowe, rozluźnia napięte mięśnie i przynosi ulgę w bólu.

Skuteczna hydroterapia - 10 dysz do masażu wodnego

Wanna została wyposażona w **10 dysz do masażu podwodnego**, które równomiernie kierują strumienie wody na dłoń, nadgarstki, przedramiona i łokcie. Taki **masaż wodny** stymuluje układ nerwowy i mięśniowy, wspierając procesy regeneracyjne i ułatwiając powrót do sprawności.

Wersja automatyczna - pełna kontrola dzięki panelowi dotykowemu

Wirówka do masażu rąk w wersji automatycznej oferuje intuicyjny **panel dotykowy**, który umożliwia uruchomienie zabiegu za pomocą jednego przycisku. Po naciśnięciu funkcji „**napełnianie**”, wanna automatycznie rozpoczyna 15-minutowy zabieg, po którym samoczynnie się wyłącza. Urządzenie wyposażono w:

- automatyczny system napełniania z **elektronicznym termometrem**,
- **timer** do ustawiania czasu terapii,
- **zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”**,
- **półautomatyczny spust wody**,
- **prysznic ręczny** do łatwego spłukiwania kończyn.

Wersja manualna - ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie

Dostępna jest również **wirówka do rąk** w wersji ręcznej. Zachowując wszystkie kluczowe funkcje - **10 dysz**, **termometr wskaźnikowy**, **prysznic ręczny** i masaż wodny - model manualny pozwala na prowadzenie skutecznych zabiegów w

bardziej tradycyjnej formie.

Wirówka do rehabilitacji rąk, porównanie specyfikacji technicznej modelu manualnego i automatycznego;

	ręczna	automatyczna
półautomatyczny spust wody z niecki	+	+
10 dysz do masażu podwodnego	+	+
prysznic ręczny	+	+
masaż wodny	+	+
panel sterowania	-	+
automatyczny system napełniania wanny z termometrem	- (termometr wskaźnikowy)	+
panel sterowania	-	+
timer z automatycznym sterowaniem zabiegami	-	+
zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"	-	+
niecka i obudowa w kolorze	opcja	opcja

Wirówka do masażu rąk, specyfikacja techniczna;

- Pojemność zabiegowa; 30 - 35 l
- Liczba dysz - Masaż podwodny, 10
- Wymiary (dł. x szer. x wys.); 76 x 95 x 100 cm
- Pobór mocy; 0,9 kW
- Zasilanie; 230 V/ 50 Hz
- Waga; 60kg

Dlaczego warto wybrać tę wirówkę do rehabilitacji?

- Profesjonalna jakość wykonania – idealna do placówek medycznych i ośrodków rehabilitacyjnych.
- Wszechstronne zastosowanie – rehabilitacja neurologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna.
- Bezpieczeństwo i higiena – niezawodne komponenty i łatwa dezynfekcja.
- Możliwość wyboru wersji sterowania – automatyczna lub manualna, w zależności od potrzeb.

Wirówka do rehabilitacji, która spełnia najwyższe standardy skuteczności i wygody użytkowania. Sprawdź, jak **wirówka do masażu rąk** może usprawnić proces terapii w Twoim gabinecie!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model wirówki: Wirówka ręczna , Wirówka automatyczna (+ 2 000,00 zł)