

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-konczyn-dolnych-i-kregoslupa-wkr-p-523.html>



Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa WKR

Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-MIM-WK-WKR

Opis produktu

Produkt z kategorii: wirówka do kończyn dolnych

Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa jest znakomitym urządzeniem wykorzystywanym w rehabilitacji.

Może również służyć do leczenia stanów pourazowych, zaburzeń nerwowych, zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego jak również stanów kończyn po odmrożeniach. Jest rewelacyjnym sposobem na zmniejszenie opuchlizny, redukcję bólu i napięcia mięśni.

Będzie stanowić idealne wyposażenie oddziałów hydroterapii, zakładów przyrodoleczniczych oraz salonów odnowy biologicznej.

Przez skutecznie rozmieszczone dysze posiadające odpowiedni kąt strumienia (z możliwością jego regulacji) przepływa woda, której siłę można dostosować według indywidualnych preferencji użytkownika.

Ponadto wirówka ta posiada czujnik, dzięki któremu można cały czas kontrolować temperaturę wody.

Najwyższej jakości wykonanie wirówki gwarantuje długie użytkowanie.

W urządzeniu zastosowane zostały najnowsze technologie, do których zalicza się:

- **system opróżniania i napełniania o dużych średnicach** (zostaje skrócony czas wykonywania tych czynności a wiąże się to z możliwością zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów),
- **system spuszczenia wody zarówno z wirówki jak i pompy** (sprawia on, że rozwój bakterii jest prawie niemożliwy, gdyż brudna woda usuwana jest całkowicie),
- **nowoczesne dysze** (dają możliwość regulacji kierunku i siły płynącej wody),
- **półautomatyczny korek** (nie dość, że ułatwia spuszczenie wody po skończonym zabiegu, to nie wymaga kontaktu z obsługą),
- **elektroniczny panel za pomocą którego sterowane jest urządzenie** - czytelny i prosty w obsłudze (posiada opcję ustawienia czasu włączenia i wyłączenia zarówno pompy wodnej jak i napowietrzającej oraz czasu trwania zabiegu),
- **komory posiadające łagodne profile** - powodują, że utrzymanie wirówki w czystości nie sprawia żadnego problemu,
- **ergonomiczny kształt urządzenia.**

Dodatkowo pompa urządzenia posiada zabezpieczenie chroniące przed "pracą na sucho" oraz funkcję informowania o konieczności odkamieniania.

Cechy wirówki do kończyn dolnych:

- 12 dysz do masażu,
- oszczędność wody (możliwość użycia do terapii 71 lub 210 litrów),
- automatyczne napełnianie,
- ochrona pompy przed pracą na sucho,

-
- elektrycznie sterowana funkcja odkamieniania,
 - czujnik mierzący temperaturę wody,
 - prysznic,
 - kąt strumienia wody regulowany,
 - system napełniania i opróżniania o dużych średnicach,
 - spuszczenie wody z wirówki i pompy,
 - półautomatyczny korek,
 - prosta obsługa urządzenia,
 - łagodne profile,
 - dla osób wymagających rehabilitacji,
 - stopnie w zestawie

Dane techniczne:

- pojemność 71/210 l
- pobór mocy 1,5 kW
- zasilanie: 230 V/50 Hz,
- wymiary: dł x szer x wys: 1165 mm x 680 mm x 644 mm
- waga: 75 kg,
- bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B.



Półautomatyczny korek



Dysza



Stopnie

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: Biały , Calypso