

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-konczyn-dolnych-p-3348.html>

Wirowka kończyn dolnych



Cena brutto	14 000,00 zł
-------------	---------------------

Cena netto	12 962,96 zł
------------	---------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	SM-KSS-W
------------------	-----------------

Opis produktu

Wirówka do masażu i rehabilitacji kończyn dolnych - 16 dysz, dotykowy panel sterowania

Wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych to specjalistyczne urządzenie terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz krążeniowego. Przeznaczona do masażu wirowego stóp i podudzi, wspomaga procesy regeneracyjne oraz łagodzi dolegliwości bólowe. Zabiegi w wirówce poprawiają krążenie krwi, zmniejszają napięcie mięśniowe oraz przyspieszają rehabilitację pourazową.

Urządzenie jest rekomendowane do użytku w:

- gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji,
- sanatoriach i ośrodkach leczniczo-uzdrowiskowych,
- szpitalach i oddziałach rehabilitacyjnych,
- a także w domach opieki i placówkach medycznych.

Wirówka do nóg stosowana jest m.in. w terapii:

- pourazowych uszkodzeń stawów i mięśni (skręcenia, zwichnięcia, naderwania),
- schorzeń zwyrodnieniowych (np. choroba zwyrodnieniowa stawów skokowych, kolanowych),
- stanów pooperacyjnych kończyn dolnych,
- zaburzeń krążenia obwodowego (zimne stopy, obrzęki, zespół stopy cukrzycowej – po konsultacji lekarskiej),
- napięcia mięśniowego, sztywności, skurczy, zmęczenia mięśni,
- neurologicznych zaburzeń czucia i niedowładów kończyn dolnych.

Wirówka rehabilitacyjna doskonale sprawdzi się również w masażu stóp i łydek osób starszych oraz pacjentów unieruchomionych, u których ważne jest pobudzenie mikrokrążenia i zapobieganie zanikom mięśni.

Najważniejsze cechy produktu:

- 16 dysz do masażu wodnego – skuteczna terapia wirowa stóp i podudzi
- Panel dotykowy z funkcją automatycznego zabiegu (15 min)
- Termometr i prysznic ręczny – pełna kontrola nad zabiegiem
- Cicha praca i ergonomiczna konstrukcja – wygoda dla personelu i pacjenta

Dane techniczne:

- Pojemność zabiegowa: 55-60 l
- Liczba dysz: 16 (masaż podwodny)
- Wymiary: 90 x 87 x 62 cm (dł. x szer. x wys.)
- Pobór mocy: 1,1 kW
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Waga: 60 kg

Wirowka kończyn dolnych, porównanie specyfikacji technicznej modelu sterowanego ręcznie i automatycznie			
	Wirowka kończyn dolnych ręczna		Wirowka kończyn dolnych a
półautomatyczny spust wody z niecki		+	+
16 dysz do masażu podwodnego		+	+
prysznic ręczny		+	+
masaż wodny		+	+
panel sterowania		-	+
automatyczny system napełniania wanny z termometrem	- (termometr wskaźnikowy)		+
panel sterowania		-	+
timer z automatycznym sterowaniem zabiegami		-	+
zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"		-	+
niecka i obudowa w kolorze		opcja	opcja

Rehabilitacja wirówka to sprawdzona metoda terapii wodnej w wielu placówkach medycznych i uzdrowiskowych. Postaw na wysoką jakość, bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz model wirówki: Wirówka ręczna , Wirówka automatyczna (+ 2 000,00 zł)