

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-konczyn-dolnych-wkd-p-518.html>



Wirówka kończyn dolnych WKD

Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-MIM-WK-WKD

Opis produktu

Produkt z kategorii: wirówka kończyn dolnych

Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o osobach wymagających rehabilitacji kończyn dolnych. Może również służyć do leczenia stanów pourazowych, zaburzeń nerwowych, zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego, chorób reumatycznych, stanów po zakrzepach żylnych jak również stanów kończyn po odmrożeniach.

Będzie stanowić idealne wyposażenie oddziałów hydroterapii, zakładów przyrodolecniczych oraz salonów odnowy biologicznej.

Przez skutecznie rozmieszczone dysze posiadające odpowiedni kąt strumienia (z możliwością jego regulacji) przepływa woda, której siłę można dostosować według indywidualnych preferencji użytkownika.

Ponadto wirówka ta posiada czujnik, dzięki któremu można cały czas kontrolować temperaturę wody.

Najwyższej jakości wykonanie wirówki do kończyn dolnych gwarantuje długie użytkowanie.

W urządzeniu zastosowane zostały najnowsze technologie, do których zalicza się:

- **system opróżniania i napełniania o dużych średnicach** (zostaje skrócony czas wykonywania tych czynności a wiąże się to z możliwością zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów),
- **system spuszczenia wody zarówno z wirówki jak i pompy** (sprawia on, że rozwój bakterii jest prawie niemożliwy, gdyż brudna woda usuwana jest całkowicie),
- **nowoczesne dysze** (dają możliwość regulacji kierunku i siły płynącej wody),
- **półautomatyczny korek** (nie dość, że ułatwia spuszczenie wody po skończonym zabiegu, to nie wymaga kontaktu z obsługą),
- **elektroniczny panel** za pomocą którego sterowane jest urządzenie - czytelny i prosty w obsłudze (posiada opcję ustawienia czasu włączenia i wyłączenia zarówno pompy wodnej jak i napowietrzającej oraz czasu trwania zabiegu),
- **komory posiadające łagodne profile** - powodują, że utrzymanie wirówki w czystości nie sprawia żadnego problemu,
- ergonomiczny kształt urządzenia.

Dodatkowo pompa urządzenia posiada zabezpieczenie chroniące przed "pracą na sucho" oraz funkcję informowania o konieczności odkamieniania.

Cechy wirówki do kończyn dolnych:

- 6 regulowanych dysz,

-
- masaż wirowy,
 - automatyczne napełnianie,
 - ochrona pompy przed pracą na sucho,
 - elektrycznie sterowana funkcja odkamieniania,
 - czujnik mierzący temperaturę wody,
 - prysznic,
 - kąt strumienia wody regulowany,
 - system napełniania i opróżniania o dużych średnicach,
 - spuszczenie wody z wirówki i pompy,
 - półautomatyczny korek,
 - prosta obsługa urządzenia,
 - łagodne profile,
 - dla osób wymagających rehabilitacji,
 - stopnie ułatwiające wejście do wirówki.

Dane techniczne:

- pojemność 160 l,
- pobór mocy 0,9 kW
- zasilanie: 230 V/50 Hz,
- wymiary: dł x szer x wys: 1180 mm x 620 mm x 810 mm
- waga: 53 kg,
- bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B.



Półautomatyczny korek



Dysza



Stopnie

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.