

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wirowka-konczyn-gornych-wkg-p-519.html>

Wirówka kończyn górnych WKG



Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-MIM-WK-WKG

Opis produktu

Produkt z kategorii: wirówka kończyn górnych

Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o osobach wymagających rehabilitacji kończyn górnych. Może również służyć do leczenia stanów pourazowych, zaburzeń nerwowych, zmęczenia układu mięśniowo-nerwowego jak również stanów kończyn po odmrożeniach. Jest rewelacyjnym sposobem na zmniejszenie opuchlizny, redukcję bólu i napięcia mięśni. Będzie stanowić idealne wyposażenie oddziałów hydroterapii, zakładów przyrodoleczniczych oraz salonów odnowy biologicznej.

Przez skutecznie rozmieszczone dysze posiadające odpowiedni kąt strumienia przepływa woda, której siłę można dostosować według indywidualnych preferencji użytkownika.

Ponadto wirówka ta posiada czujnik, dzięki któremu można cały czas kontrolować temperaturę wody.

Najwyższej jakości wykonanie wirówki do kończyn górnych gwarantuje długie użytkowanie.

W urządzeniu zastosowane zostały na nowsze technologie, do których zalicza się:

- **system opróżniania i napełniania o dużych średnicach** (zostaje skrócony czas wykonywania tych czynności a wiąże się to z możliwością zwiększenia liczby obsługiwanych pacjentów),
- **system spuszczenia wody zarówno z wirówki jak i pompy** (sprawia on, że rozwój bakterii jest prawie niemożliwy, gdyż brudna woda usuwana jest całkowicie),
- **nowoczesne dysze** (dają możliwość regulacji siły płynącej wody),
- **półautomatyczny korek** (nie dość, że ułatwia spuszczenie wody po skończonym zabiegu, to nie wymaga kontaktu z obsługą),
- **elektroniczny panel** za pomocą którego sterowane jest urządzenie - czytelny i prosty w obsłudze (posiada opcję ustawienia czasu włączenia i wyłączenia zarówno pompy wodnej jak i napowietrzającej oraz czasu trwania zabiegu),
- **komory posiadające łagodne profile** - powodują, że utrzymanie wirówki w czystości nie sprawia żadnego problemu,
- **ergonomiczny kształt** urządzenia.

Dodatkowo pompa urządzenia posiada zabezpieczenie chroniące przed "pracą na sucho" oraz funkcję informowania o konieczności odkamieniania.

Cechy wirówki do kończyn górnych:

- 40 dysz powietrznych do masażu,
- automatyczne napełnianie,
- ochrona pompy przed pracą na sucho,

-
- elektrycznie sterowana funkcja odkamieniania,
 - czujnik mierzący temperaturę wody,
 - prysznic,
 - system napełniania i opróżniania o dużych średnicach,
 - spuszczenie wody z wirówki i pompy,
 - półautomatyczny korek,
 - prosta obsługa urządzenia,
 - łagodne profile,
 - dla osób wymagających rehabilitacji,
 - fotel obrotowy w zestawie.

Dane techniczne:

- pojemność 48 l,
- pobór mocy 0,9 kW
- zasilanie: 230 V/50 Hz,
- wymiary: dł x szer x wys: 900 mm x 950 mm x 920 mm
- waga: 60 kg,
- bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B.



Półautomatyczny
korek



Dysza



Fotel obrotowy

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki J: Biały , Calypso