

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-akumulatorowy-dla-inwalidy-p-3358.html>

Wózek akumulatorowy dla inwalidy



Dostępność

**WYCOFANY ZE
SPRZEDAŻY**

Czas wysyłki

NIEDOSTĘPNY

Opis produktu

Odkryj nowy wymiar niezależności i komfortu z naszym wózkiem akumulatorowym dla inwalidy – profesjonalnym rozwiązaniem łączącym zaawansowane technologie i ergonomię. Ten wózek dla inwalidy elektryczny został zaprojektowany z myślą o osobach z ograniczeniami ruchowymi, dla których każdy krok ku swobodzie poruszania się ma nieocenioną wartość.

Kluczowe zalety i funkcje

Lekka, składana konstrukcja

Wykonana z aluminium, rama z łamanym oparciem umożliwia szybkie złożenie i wygodny transport. Idealny jako wózek dla inwalidy zarówno w domu, jak i podczas podróży.

Stabilne koła pełne

Duże tylne (11") i mniejsze przednie (7") koła gwarantują pewną jazdę po różnych nawierzchniach – od gładkich chodników po lekko nierówne ścieżki.

Intuicyjny moduł sterowania

Czytelny wyświetlacz LCD pozwala precyzyjnie dobierać tryb jazdy w wózku akumulatorowym dla inwalidy, monitorować poziom baterii i zmieniać prędkość jednym przyciskiem.

Bezpieczne hamowanie i ochrona

Elektromagnetyczny hamulec oraz pas bezpieczeństwa i koła antywywrotne zapewniają maksymalną ochronę nawet na pochyłościach (do 6°).

Cicha, bezawaryjna praca

Dwa silniki bezszczotkowe o mocy 150 W każdy pracują wydajnie i praktycznie bezgłośnie, co czyni ten wózek dla inwalidy elektryczny idealnym towarzyszem dnia codziennego.

Komfortowe detale

Amortyzacja z przodu i z tyłu, podnoszone podłokietniki oraz podnóżek ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. Kieszonka na drobniaki umieszczona z tyłu oparcia pozwala mieć najpotrzebniejsze rzeczy zawsze pod ręką.

Dwa tryby pracy

Przełączaj między napędem elektrycznym a manualnym w zależności od sytuacji – dodatkowa swoboda i kontrola nad trasą.

Specyfikacja techniczna;

- Koła pełne tylne: 11"
- Koła pełne przednie: 7"
- Prędkość maksymalna: ≤ 6 km/h
- Maksymalne obciążenie: do 115 kg
- Droga hamowania na płaszczyźnie poziomej (przy prędkości maksymalnej): $\leq 1,5$ m
- Zasięg: 18 km
- Akumulator: litowy 24[V] x 12[Ah]
- Maks. bezpieczne nachylenie: $\leq 6^\circ$
- Minimalny promień skrętu: 1,2 m
- Masa własna wózka: 13,50 kg
- Waga akumulatora: 2,00 kg
- Czas ładowania akumulatora: 6-8 godzin
- Moc silników: ok. 150 W dla prawego i lewego silnika
- Wysokość całkowita: 97 cm
- Szerokość całkowita: 56 cm
- Długość całkowita: 93 cm
- Wysokość siedziska od podłoża: 48 cm
- Wysokość oparcia: 43 cm
- Wymiary poduszki do siedzenia: 40 x 42 cm.

Dlaczego warto wybrać nasz produkt?

- **Najwyższa jakość wykonania:** użyte materiały i komponenty gwarantują długoletnią, bezawaryjną eksploatację.
- **Bezpieczeństwo i samodzielność:** dzięki zaawansowanym rozwiązaniom możesz cieszyć się mobilnością w każdych warunkach, od porannego spaceru po zakupy po dłuższe wycieczki.

Pobierz instrukcję obsługi (PDF)

Pełną instrukcję obsługi w formacie PDF możesz pobrać tutaj:

Znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje dotyczące uruchomienia wózka, trybów jazdy, konserwacji oraz obsługi urządzenia.

Inwestując w wózek akumulatorowy dla inwalidy, zyskujesz nie tylko sprzęt, lecz przede wszystkim niezależność i komfort codziennego życia. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i wybrać model idealny do Twoich potrzeb!

Do każdego zamówionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.