

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-5-szuflad-p-3200.html>



Wózek anestezjologiczny - 5 szuflad

Cena brutto	10 864,00 zł
Cena netto	10 059,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-50
Kod producenta	ANS-50R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowoczesnym wózkiem anestezjologicznym, który redefiniuje standardy wygody i funkcjonalności w salach operacyjnych. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o precyzji, organizacji i bezpieczeństwie, aby sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających procedur medycznych.

Główne cechy:

Pięć Szuflad: Wózek wyposażony jest w pięć szuflad o zróżnicowanej wysokości frontów, zapewniając optymalną organizację i łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.

Błat Boczny Wysuwany: Wykonany z lakierowanego proszkowo stali, boczny blat zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą i ułatwia manipulację podczas procedur.

Nadstawka Zwiększająca Pojemność: Nadstawka z 11 pojemnikami: (5+6),

Szyny Instrumentalne Zintegrowane z Korpusem: Trzy odcinki szyn instrumentalnych z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem zapewniają stabilne i bezpieczne przechowywanie narzędzi chirurgicznych.

Wytrzymałe Materiały: Konstrukcja wózka wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej proszkowo, zapewniającej trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Wygoda Użytkowania: Wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia oraz koła o średnicy 125 mm z blokadami, zapewniające płynną mobilność i stabilność podczas transportu.

Bezpieczeństwo: Zamek centralny zapewnia bezpieczne przechowywanie cennych narzędzi i materiałów medycznych, minimalizując ryzyko kradzieży lub niepożądanego dostępu.

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
 - Przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82 mm
 - Przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm
 - Przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm

Nasz wózek anestezyjologiczny to nie tylko urządzenie, to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera pracę personelu medycznego i przyczynia się do poprawy efektywności oraz bezpieczeństwa procedur medycznych. Odkryj nowy standard w obszarze wyposażenia medycznego z naszym wózkiem anestezyjologicznym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)