

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-ans-03abs-z-wyposazeniem-p-1885.html>



Wózek anestezjologiczny ANS-03/ABS z wyposażeniem

Cena brutto	10 414,00 zł
Cena netto	9 642,59 zł
Cena poprzednia	10 520,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-30
Kod producenta	ANS-30R-B(ST)S(ST)F(ST) P(ST)-0000

Opis produktu

Wózek anestezjologiczny ANS-03/ABS to niezawodne narzędzie w codziennej pracy personelu medycznego. Jego zaawansowane wyposażenie oraz solidne wykonanie sprawiają, że jest nieocenionym elementem każdego gabinetu anestezjologicznego.

Ten innowacyjny wózek został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika oraz optymalnej organizacji przestrzeni. Wyposażony w szafkę z 3 szufladami o wysokości frontów 3x234 mm, zapewnia wygodne przechowywanie i szybki dostęp do niezbędnych narzędzi i leków. Dodatkowy blat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo oraz nadstawka 11 poj. (5+6) zwiększają możliwości przechowywania, umożliwiając efektywne zarządzanie przestrzenią.

Bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego jest priorytetem, dlatego wózek ANS-03/ABS został wyposażony w szyny instrumentalne z narożnikami zabezpieczonymi oraz zintegrowanymi z korpusem, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu sprzętu medycznego. Dodatkowo, miska o średnicy 220 mm wykonana ze stali nierdzewnej oraz specjalne pojemniki na rękawiczki i zużyte igły pozwalają na higieniczne i bezpieczne utylizowanie materiałów medycznych.

Solidne wykonanie wózka, z użyciem wysokiej jakości materiałów, takich jak stal lakierowana proszkowo oraz tworzywo ABS, gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki podstawie stalowej z osłoną z tworzywa ABS, wózek jest stabilny i łatwy w manewrowaniu, nawet na trudnym terenie. Koła z blokadą zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas pracy.

Wymiary wózka oraz szafki zostały starannie dopasowane do potrzeb użytkowników, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz łatwość w poruszaniu się. Istnieje również możliwość dostosowania elementów białych w kolorze szarym, co pozwala na spersonalizowanie wózka zgodnie z preferencjami.

Wózek anestezjologiczny ANS-03/ABS to nie tylko narzędzie pracy, ale również symbol innowacji i bezpieczeństwa w medycynie. Dzięki jego zaawansowanej konstrukcji i funkcjonalności, personel medyczny może skupić się na zapewnieniu najwyższej jakości opieki pacjentom.

Wózek anestezjologiczny ANS-03/ABS wyposażenie;

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),

-
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
 - 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
 - 2xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
 - 3xodcinki szyny na nadstawce,
 - 1xmiska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej,
 - 1xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron,
 - 1xpoj. na zużyte igły, 1xwieszak kroplówki,
 - 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 295x95x85mm,
 - 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej.

Wózek anestezjologiczny ANS-03/ABS, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor blatu TMBY: biały , szary

Kolor podstawy TMBY: biały , szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)