

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-bez-nadstawki-p-3194.html>

Wózek anestezjologiczny bez nadstawki



Cena brutto	9 191,00 zł
Cena netto	8 510,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/ST-WYP
Kod producenta	ANS-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Zapewnij bezpieczne i efektywne warunki pracy dla personelu medycznego z naszym wózkiem anestezjologicznym bez nadstawki. Ten zaawansowany wózek został zaprojektowany z myślą o optymalnej organizacji narzędzi i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procedur anestezjologicznych.

Wyjątkowo funkcjonalny, nasz wózek oferuje:

- 4 wytrzymałe szuflady z samodociągiem, zapewniające łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i materiałów. Wysokość frontów szuflad została starannie dostosowana: 3 x 156mm oraz 1 x 234mm, zapewniając optymalne warunki przechowywania różnorodnych przedmiotów.
- Stalowy blat boczny, lakierowany proszkowo, który zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą oraz wytrzymałą powierzchnię do pracy.
- Szyna instrumentalna oraz pojemnik na narzędzia i zużyte igły, gwarantujące bezpieczne i poręczne przechowywanie niezbędnych akcesoriów.
- Kosz na cewniki ze stali kwasoodpornej oraz kosz kolanowy, zapewniające segregację i bezpieczne usunięcie materiałów medycznych.
- Solidna konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo na biało, zapewniająca trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.
- Uchwyty do prowadzenia oraz blokowane koła o średnicy 125 mm, umożliwiające łatwe przemieszczanie wózka po placu zabaw.

Zaprojektowany z myślą o wygodzie i funkcjonalności personelu medycznego, nasz wózek anestezjologiczny to niezastąpione narzędzie w codziennej praktyce klinicznej. Zapewnij sobie i swojemu personelowi medycznemu wyjątkowe narzędzie, które ułatwi i usprawni codzienną pracę przy procedurach anestezjologicznych.

Wózek anestezjologiczny bez nadstawki, wyposażenie;

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 3xodcinki szyny instrumentalnej,
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1xpoj. na zużyte igły,
- 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
- 1xkosz kolanowy,
- 1xzamek centralny

Wózek anestezjologiczny bez nadstawki, dane techniczne;

-
- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
 - Wymiary szafki: 600x500x805 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość].

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)