

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-cztery-szuflady-p-1889.html>



Wózek anestezjologiczny - cztery szuflady

Cena brutto	10 344,00 zł
Cena netto	9 577,78 zł
Cena poprzednia	10 462,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/ABS-wyp
Kod producenta	ANS-40R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Zapewnij sobie niezawodność i wygodę w codziennej praktyce anestezjologicznej dzięki naszemu nowoczesnemu wózkowi anestezjologicznemu. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o efektywności i funkcjonalności, zapewniając kompleksowe wsparcie podczas procedur medycznych.

Wyposażony w cztery solidne szuflady, nasz wózek anestezjologiczny zapewnia optymalne miejsce do przechowywania niezbędnych narzędzi i akcesoriów. Każda szuflada została starannie zaprojektowana, z wysokością frontów dostosowaną do różnych potrzeb: 3 szuflady o wysokości 156 mm oraz 1 szuflada o wysokości 234 mm.

Nie brakuje również dodatkowych udogodnień, takich jak boczny blat stalowy, nadstawka na 11 poj., szyny instrumentalne z narożnikami zabezpieczonymi, oraz szuflady na nadstawce. Dodatkowo, wózek został wyposażony w miskę ze stali nierdzewnej o poj. 2,5 l oraz koszyki na akcesoria z kwasoodpornej stali.

Wyróżniające się cechy naszego produktu to nie tylko funkcjonalność, ale również solidność wykonania. Blat z tworzywa ABS otoczony jest bandami o wysokości 40 mm, zapewniając stabilność i wygodę użytkownika. Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Nasz wózek anestezjologiczny został zaprojektowany z myślą o praktyczności i ergonomii. Dzięki kółkom z blokadą oraz uchwytowi do prowadzenia, zapewnia on łatwe manewrowanie i stabilność w każdych warunkach. Dodatkowo, możliwość regulacji wysokości nadstawki oraz rozbudowy wózka o dodatkowe wyposażenie sprawiają, że nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem do każdego środowiska medycznego.

Oferujemy również możliwość dostosowania kolorystyki elementów białych do preferencji klienta. Wymiary wózka zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni, bez kompromisów w zakresie funkcjonalności.

Wybierz nasz wózek anestezjologiczny i zadbaj o efektywność i bezpieczeństwo w swojej praktyce medycznej już dziś!

Wózek anestezjologiczny - cztery szuflady, wyposażenie;

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo 430x430mm,
- 1xnadstawka 11 poj.(5+6),
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 3xodcinki szyny na nadstawce,
- 1xmiska o średnicy 220 mm poj. 2,5 ze stali nierdzewnej,
- 1xpoj. na zużyte igły,

-
- 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm,
 - 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 295x95x85mm,
 - 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą w obudowie drucianej,

Wózek anestezjologiczny - cztery szuflady, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm (przy wysokości frontu 1x234 mm), 525x440x141 mm (przy wysokości frontów 3x156 mm)

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)