

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-mx31-34-37ane-p-2205.html>



## Wózek anestezjologiczny - MX31-34-37ANE

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>7 800,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>7 222,22 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>SM-FCH-MX34ANE</b> |

### Opis produktu

Wózek idealnie sprawdzi się na oddziałach **intensywnej terapii, w sal operacyjnych, jak i w gabinetach zabiegowych**. Został on wyposażony w koła przeciwpółowe wykonane z gumy termoplastycznej-trzy z nich posiadają blokadę. Dodatkowo posiada wysuwany blat boczny (wykonany z tworzywa ABS), oraz górną wysuwaną szufladę na leki, jak i centralny zamek. **Wykonany jest ze stali lakierowanej metodą proszkową.**

**Maksymalne obciążenie szuflady 25 KG**  
**Maksymalne obciążenie całkowite wózka 110 KG**

### Wózek anestezjologiczny MX ANE, cechy:

- do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych, oraz gabinetów zabiegowych
- koła przeciwpółowe (trzy z blokadą)
- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS
- górna wysuwana szuflada
- wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo
- centralny zamek
- trzy wersje wózka do wyboru: wysokość: 927 mm, 1006 mm, 1085 mm

### Szuflady:

- samoczynne domykanie
- wymiary

569mm x 398 mm x 76 mm

569mm x 398 mm x 155 mm

569 mm x 398 mm x 234 mm

### Specyfikacja techniczna:

|                  | <b>MX 31ANE</b> | <b>MX 34ANE</b> | <b>MX 37ANE</b> |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Szerokość        | 690 mm          | 690 mm          | 690 mm          |
| Głębokość        | 517 mm          | 517 mm          | 517 mm          |
| Wysokość         | 927 mm          | 1006 mm         | 1085 mm         |
| Wysokość bez kół | 793 mm          | 872 mm          | 951 mm          |




regulowany wieszak na płyny infuzyjne



stelaż do mocowania pojemników

pojemnik na ostre elementy



pojemniki do segregacji leków i akcesoriów



Zamykany kosz na odpady



pojemniki do segregacji leków i akcesoriów

Pojemnik na rękawiczki

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Model wózka:** MX34ANE