

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-mx34ane-p-3014.html>

Wózek anestezjologiczny - MX34ANE

Cena brutto	7 350,00 zł
Cena netto	6 805,56 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-FCH-MX34ANE

Opis produktu

Wózek przeznaczony do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych oraz gabinetów zabiegowych został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie pacjentów oraz personelu medycznego. Wyposażony w koła przeciwpółkowe, wózek zapewnia płynne poruszanie się nawet po nierównych powierzchniach, co umożliwia łatwe przemieszczanie wózka między różnymi pomieszczeniami. Centralny zamek gwarantuje bezpieczeństwo i ułatwia zarządzanie wózkiem, a automatycznie wysuwany blat boczny zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą.

Wózek został wyposażony w wiele akcesoriów, które ułatwiają prowadzenie terapii i zapewniają bezpieczeństwo pacjentów. Regulowany wieszak na płyny infuzyjne jest istotnym elementem wyposażenia. Pojemniki do segregacji leków i akcesoriów umożliwiają łatwe przechowywanie i transportowanie leków, a stelaż do mocowania pojemników zapewnia stabilność i bezpieczeństwo ich przechowywania.

Wózek anestezjologiczny posiada również pojemnik na rękawiczki oraz pojemnik na ostre elementy, co zapobiega przypadkowemu zranieniu personelu medycznego i pacjentów. Dodatkowo, zamykany kosz na odpady zapewnia łatwe i bezpieczne usuwanie zużytych materiałów i odpadów medycznych.

Wózek anestezjologiczny MX ANE, cechy:

- do oddziałów intensywnej terapii, sal operacyjnych, oraz gabinetów zabiegowych
- koła przeciwpółkowe (trzy z blokadą)
- wysuwany blat boczny z tworzywa ABS
- górna wysuwana szuflada
- wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo
- centralny zamek
- wysokość: 1006 mm,
- maksymalne obciążenie szuflady 25 KG
- maksymalne obciążenie całkowite wózka 110 KG

Szuflady:

- samoczynne domykanie
- wymiary

569mm x 398 mm x 76 mm
569mm x 398 mm x 155 mm
569 mm x 398 mm x 234 mm

Specyfikacja techniczna:

MX 34ANE

Szerokość	690 mm
Głębokość	517 mm
Wysokość	1006 mm
Wysokość bez kół	872 mm



pojemnik na ostre elementy



pojemniki do segregacji leków i akcesoriów



Zamykany kosz na odpady



pojemniki do segregacji leków i akcesoriów

Pojemnik na rękawiczki

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.