

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-na-oddzialy-ratunkowe-p-2981.html>

Wózek anestezjologiczny na oddziały ratunkowe



Cena brutto	9 700,00 zł
Cena netto	8 981,48 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/KO z wyp
Kod producenta	ANS-40R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Innowacyjny Wózek Anestezjologiczny do Oddziałów Ratunkowych

Nasza firma z dumą prezentuje wózek anestezjologiczny, zaprojektowany z myślą o potrzebach oddziałów ratunkowych, oferujący najwyższy standard jakości i funkcjonalności. Nasz wózek został stworzony z myślą o profesjonalistach w branży medycznej, którzy stawiają na skuteczność, ergonomię oraz bezpieczeństwo pacjenta.

Wyjątkowe Cechy Produktu:

Ergonomiczny Design: Wózek został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wygodę użytkowania. Zastosowanie stali kwasoodpornej gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Zróżnicowane Przechowywanie: Wyposażony w cztery szuflady o różnej wysokości frontów (3x156mm, 1x234mm) zapewniające optymalną organizację i przechowywanie niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.

Funkcjonalność: Błat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej oraz szyna instrumentalna umożliwiają szybki dostęp do niezbędnych przyborów podczas procedur medycznych.

Bezpieczeństwo Pacjenta: Wózek wyposażony w pojemnik na zużyte igły oraz kosz kolanowy, które pomagają w bezpiecznym usuwaniu i segregowaniu materiałów medycznych.

Solidna Konstrukcja: Podstawa ze stali kwasoodpornej z odbojami zapewnia stabilność wózka, a koła z blokadą ułatwiają manewrowanie i utrzymanie stabilności podczas użytkowania.

Specyfikacja Techniczna:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady:
 - Przy wysokości frontów 3x156mm: 525x440x140 mm
 - Przy wysokości frontu 1x234mm: 525x440x209 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Gwarancja Jakości:

Nasz wózek anestezjologiczny spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości, zapewniając profesjonalistom w branży medycznej niezawodność oraz komfort pracy. Dzięki starannemu wykonaniu oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, nasz produkt gwarantuje długotrwałą i efektywną pracę w każdych warunkach.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)