

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-pojemniki-na-rekawiczki-p-3198.html>



Wózek anestezjologiczny - pojemniki na rękawiczki

Cena brutto	13 250,00 zł
Cena netto	12 268,52 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/KO/WYP
Kod producenta	ANS-40R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Zaawansowany wózek anestezjologiczny z pojemnikami na rękawiczki i szafką 4-szufladową.

Nasz wózek anestezjologiczny to zaawansowane rozwiązanie dla placówek medycznych, zapewniające niezbędne udogodnienia i funkcjonalność podczas procedur anestezjologicznych. Zaprojektowany z myślą o precyzji i komforcie personelu medycznego, ten wózek oferuje kompleksowe rozwiązania do przechowywania i organizacji niezbędnego wyposażenia.

Główne cechy produktu obejmują:

Pojemniki na rękawiczki: Zapewnienie szybkiego i wygodnego dostępu do rękawiczek, aby zwiększyć efektywność podczas procedur medycznych.

Szafka 4-szufladowa: Zapewnia dużą ilość miejsca do przechowywania różnorodnego sprzętu medycznego, z możliwością segregacji i organizacji dla lepszej dostępności.

Błat boczny: Wykonany ze stali kwasoodpornej, oferuje dodatkową przestrzeń roboczą, idealną do umieszczenia niezbędnych narzędzi i materiałów podczas procedur.

Nadstawka z zamkiem: Zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania, zabezpieczoną na klucz, idealną do cennych lub delikatnych przedmiotów.

Odcinki szyny instrumentalnej: Zintegrowane z korpusem wózka, zapewniają bezpieczne i stabilne umieszczenie instrumentów medycznych.

Wykonanie z wysokiej jakości materiałów: Stal kwasoodporna gat. 0H18N9 zapewnia trwałość i odporność na korozję, z minimalnym ryzykiem zakażeń krzyżowych.

Regulowany stelaż: Lakierowany proszkowo, umożliwiający regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz łatwą rozbudowę wózka o dodatkowe wyposażenie.

Mobilność: Wyposażony w solidne koła z blokadą, zapewniające stabilność i łatwą mobilność w każdym środowisku medycznym.

Dzięki swojej wszechstronności, trwałości i innowacyjnym rozwiązaniom, nasz wózek anestezjologiczny jest niezastąpionym narzędziem w placówkach medycznych, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo i efektywność, ale również wygodę personelu medycznego.

Wózek anestezjologiczny - pojemniki na rękawiczki, wyposażenie;

- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów 3x156mm, 1x234mm),
- 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej,
- 1xnadstawka 10 poj. (5+5),
- 1xobudowa nadstawki zamykana na zamek,
- 2xpoj. na rękawiczki obudowany z 3 stron,
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 1xodcinek szyny na nadstawce,
- 2xpojemnik na cewniki 120x60x540mm,
- 1xpoj. na zużyte igły,
- 1xwieszak kroplówki,
- 1xkosz kolanowy o poj. 8l,
- 1xzamek centralny.

Wózek anestezjologiczny - pojemniki na rękawiczki, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm (przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość].

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)