

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-z-koszem-na-odpady-p-3191.html>

Wózek anestezjologiczny z koszem na odpady



Cena brutto	8 731,00 zł
Cena netto	8 084,26 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-03/ABS-WYP
Kod producenta	ANS-30R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Zanurz się w wygodę i funkcjonalność dzięki naszemu innowacyjnemu wózkowi anestezjologicznemu z koszem na odpady i szafką z trzema szufladami. Nasz wózek został stworzony z myślą o zapewnieniu niezawodnego wsparcia podczas procedur medycznych, łącząc w sobie solidną konstrukcję z praktycznymi funkcjami.

W naszym wózku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego przeprowadzania procedur anestezjologicznych. Zawiera on blat boczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, który można wygodnie wysunąć, zapewniając dodatkową przestrzeń roboczą. Trzy odcinki szyny instrumentalnej pozwalają na bezpieczne przechowywanie narzędzi, a pojemnik na narzędzia i kosz na odpady z pokrywą zapewniają sprawną organizację i utrzymanie czystości.

Nasz wózek został starannie zaprojektowany z myślą o użytkowniku. Blat z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony bandami z trzech stron, zapewnia stabilne i higieniczne miejsce pracy. Szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, z frontami dostępnymi w różnych kolorach, dodaje elegancji i stylu. Prowadnice szuflad z samodociągami zapewniają płynne i ciche otwieranie i zamykanie szuflad, a materiał wygłuszający w korpusie szafki minimalizuje hałas i wibracje.

Dzięki podstawie ze stali z osłoną z tworzywa ABS i kołom z blokadą, nasz wózek jest stabilny i łatwy w przemieszczaniu się po pomieszczeniu. Dodatkowo, uchwyty do pojemnika na zużyte igły i pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 dodają funkcjonalności i ułatwiają codzienną pracę personelu medycznego.

Zaprojektowany z myślą o wygodzie i praktyczności, nasz wózek anestezjologiczny to niezawodne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Odkryj nowy standard w obszarze opieki medycznej z naszym wózkiem anestezjologicznym.

Wózek anestezjologiczny z koszem na odpady, wyposażenie;

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 3xodcinki szyny instrumentalnej,
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1xpoj. na zużyte igły,
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej.

Wózek anestezjologiczny z koszem na odpady, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm

-
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
 - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)