

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-z-kwasowki-p-3199.html>

Wózek anestezjologiczny z kwasówki

Cena brutto	11 183,00 zł
Cena netto	10 354,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-04/KO-WYP
Kod producenta	ANS-40R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Wózek anestezjologiczny z kwasówki to wszechstronne rozwiązanie dla profesjonalnych środowisk medycznych, zapewniające wygodę, funkcjonalność i niezawodność w codziennej praktyce. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kompleksowej obsłudze, ten wózek spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny, zapewniając pełną kontrolę nad niezbędnym wyposażeniem medycznym.

Główne cechy produktu:

Szafka z 4 szufladami: Wysokiej jakości szafka z frontami o różnej wysokości (3x156mm, 1x234mm), zapewniająca dużą pojemność oraz łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.

Błat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej: Solidny blat boczny wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej, zapewniający dodatkową powierzchnię roboczą i ułatwiający organizację pracy.

Nadstawka 11 poj.: Wygodna nadstawka z 11 przegródkami (5+6), umożliwiająca przechowywanie i segregację drobnych akcesoriów i materiałów medycznych.

Odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi: Trzy odcinki szyny instrumentalnej zintegrowane z korpusem, zapewniające stabilne i bezpieczne umieszczenie narzędzi oraz łatwy dostęp do nich w każdym momencie.

Pojemniki na narzędzia i zużyte igły: Praktyczne pojemniki zapewniające higieniczne i bezpieczne przechowywanie zarówno używanych jak i nieużywanych narzędzi oraz igieł.

Dodatkowe wyposażenie: Wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia, zamek centralny oraz kosz kolanowy, zapewniające dodatkową funkcjonalność i wygodę w codziennej pracy.

Wykonanie:

- Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z pogłębieniem i otoczeniem bandami o wysokości 50 mm, zapewniającym bezpieczne trzymanie materiałów.
- Szafka i stelaż nadstawki wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, lakierowane na kolor wg palety RAL, co gwarantuje trwałość i estetyczny wygląd.
- **Stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na szaro**, z kanałami montażowymi umożliwiającymi regulację wysokości oraz rozbudowę wózka o dodatkowe wyposażenie.
- Podstawa z odbojami i kołami o średnicy 125 mm, zapewniającymi stabilność i łatwość przemieszczania wózka w każdym środowisku medycznym.

Wymiary:

- Wózek bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm (przy wysokości frontów 3x156mm), 525x440x209 mm (przy wysokości frontu 1x234mm) [szerokość x głębokość x wysokość].

Wózek anestesjologiczny z kwasówki to niezastąpione narzędzie dla każdego profesjonalnego środowiska medycznego, które ceni sobie funkcjonalność, trwałość i wysoką jakość wykonania. Zapewnia on kompleksowe wsparcie podczas codziennej pracy, umożliwiając sprawną organizację oraz szybki dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)