

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-z-polka-nadblatowa-p-3195.html>

Wózek anestezjologiczny z półką nadblatową

Cena brutto	10 580,00 zł
Cena netto	9 796,30 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-40
Kod producenta	ANS-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Prezentujemy innowacyjny wózek anestezjologiczny z półką nadblatową, idealny do kompleksowego wsparcia procedur medycznych. Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o wygodzie personelu medycznego oraz optymalnej organizacji narzędzi i materiałów.

Funkcjonalność i ergonomia: Wózek posiada szafkę z 4 przemyślanymi szufladami, zapewniającymi odpowiednie miejsce na przechowywanie różnorodnych narzędzi i materiałów medycznych. Dzięki wysuwanej stalowej półce bocznej oraz półce nadblatowej z tworzywa ABS, zapewniamy dodatkową przestrzeń roboczą, ułatwiającą dostęp do niezbędnych przedmiotów w trakcie procedur.

Bezpieczeństwo i higiena: Wózek został wykonany z najwyższej jakości materiałów, takich jak stal kwasoodporna, zapewniając trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Dodatkowo, zamknięcie centralne oraz dedykowane kosze na zużyte igły i cewniki gwarantują bezpieczne przechowywanie ostrzy i odpadów medycznych, minimalizując ryzyko kontuzji i zakażeń krzyżowych.

Regulacja i mobilność: Stelaż nadstawki został wyposażony w kanały montażowe umożliwiające regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, co pozwala dostosować wózek do indywidualnych potrzeb personelu medycznego. Podstawa stalowa z blokowanymi kołami o średnicy 125 mm zapewnia stabilność oraz łatwą mobilność, umożliwiając szybkie i bezproblemowe przemieszczanie się wózka po placówce medycznej.

Design i wykończenie: Wózek został zaprojektowany z myślą o estetyce i funkcjonalności. Blat stalowy lakierowany proszkowo na biało oraz szafka stalowa z eleganckimi frontami lakierowanymi na wybrany kolor z palety RAL tworzą harmonijną i nowoczesną całość, która doskonale wpisuje się w profesjonalny wystrój każdego gabinetu medycznego.

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm (przy wysokości frontów 3x156mm) oraz 525x440x209 mm (przy wysokości frontu 1x234mm)

Nasz wózek anestezjologiczny to niezbędne narzędzie dla każdej placówki medycznej, które zapewnia nie tylko funkcjonalność i bezpieczeństwo, ale także estetykę i komfort pracy personelu.

Wózek anestezjologiczny z półką nadblatową, wyposażenie;

-
- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 3x156mm, 1x234mm),
 - 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
 - 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm,
 - 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
 - 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
 - 2xodcinki szyny na nadstawce,
 - 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
 - 1xpoj. na zużyte igły,
 - 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
 - 1xwieszak kroplówki,
 - 1xkosz kolanowy,
 - 1zamek centralny.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)