

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-z-wysuwany-m-blatem-p-3189.html>



Wózek anestezjologiczny z wysuwany-m blatem

Cena brutto	10 465,00 zł
Cena netto	9 689,81 zł
Cena poprzednia	11 468,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-03/ST-WYP
Kod producenta	ANS-30R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek anestezjologiczny z wysuwany-m blatem szafką i szufladami to innowacyjne rozwiązanie dla profesjonalnych placówek medycznych, zapewniające niezrównaną funkcjonalność i wygodę w codziennej pracy personelu medycznego.

Cechy produktu:

Wysuwanie blatu: Wózek wyposażony jest w wysuwany blat boczny, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, który zapewnia dodatkową powierzchnię roboczą w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Szafka z szufladami: Wyposażona w trzy szuflady o wysokości frontów 234 mm, umożliwiając przechowywanie i segregację niezbędnych narzędzi i materiałów medycznych.

Nadstawka na 11 pojedynczych narzędzi: Ergonomicznie zaprojektowana nadstawka pozwala na przechowywanie 11 pojedynczych narzędzi, zapewniając szybki i łatwy dostęp do nich w trakcie procedur medycznych.

Szyny instrumentalne: Wózek wyposażony jest w trzy odcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi, zapewniając stabilne mocowanie i łatwy dostęp do niezbędnych przyrządów medycznych.

Pojemniki na narzędzia i zużyte igły: Produkt zawiera pojemniki na narzędzia oraz zużyte igły, co przyczynia się do zachowania porządku i higieny w miejscu pracy.

Wysoka jakość wykonania: Blat stalowy lakierowany proszkowo na biało zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Szafka stalowa lakierowana proszkowo oraz stelaż nadstawki również gwarantują długotrwałą użyteczność.

Regulacja wysokości: Stelaż nadstawki wyposażony jest w kanały montażowe umożliwiające regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, co pozwala dostosować wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Mobilność: Podstawa stalowa z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, zapewnia łatwe przemieszczanie wózka po placówce medycznej, jednocześnie gwarantując stabilność w trakcie pracy.

Specyfikacje techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

Wózek anestezjologiczny z wysuwanyim blatem, szafką i szufladami to niezbędne narzędzie dla każdej profesjonalnej placówki medycznej, zapewniające efektywną organizację pracy oraz wysoki standard bezpieczeństwa i higieny.

Wózek anestezjologiczny z wysuwanyim blatem, wyposażenie

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
- 1xnadstawka na 11 poj, (5+6),
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 2xodcinki szyny na nadstawce,
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1xpojemnik na zużyte igły, 1xwieszak kroplówki,
- 1xkosz kolanowy,
- 1zamek centralny.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)