

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-anestezjologiczny-ze-stali- kwasoodpornej-p-3192.html>

Wózek anestezjologiczny ze stali kwasoodpornej

Cena brutto	10 900,00 zł
Cena netto	10 092,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-03/KO-WYP
Kod producenta	ANS-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12.6-W

Opis produktu

Prezentujemy innowacyjny wózek anestezjologiczny, stworzony z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i wyjątkowej funkcjonalności w placówkach medycznych. Nasz wózek został wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej, co zapewnia trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że nasz wózek anestezjologiczny jest nie tylko solidny, ale także niezwykle funkcjonalny. Posiada szafkę z trzema szufladami o ergonomicznych frontach, które ułatwiają szybki dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów. Dodatkowo, blat boczny wysuwany oraz nadstawka z 11 pojemnikami umożliwiają zorganizowaną i efektywną pracę personelu medycznego.

Bezpieczeństwo i higiena są naszym priorytetem, dlatego każdy detal został starannie zaprojektowany. Odcinki szyn instrumentalnych z narożnikami zabezpieczonymi oraz zintegrowanymi z korpusem gwarantują stabilność i bezpieczeństwo przechowywanych narzędzi. Dodatkowo, kosz na cewniki i kosz kolanowy wykonane ze stali kwasoodpornej zapewniają higieniczne przechowywanie i łatwe czyszczenie.

Nasz wózek anestezjologiczny został wyposażony w innowacyjne rozwiązania, takie jak uchwyt do prowadzenia szafki oraz koła o średnicy 125 mm z blokadą, co zapewnia łatwą mobilność i stabilność podczas użytkowania. Ponadto, możliwość regulacji wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowa wózka o wyposażenie dodatkowe sprawiają, że nasz produkt jest elastyczny i dostosowany do różnorodnych potrzeb placówek medycznych.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego to 650x550x1000 mm, a z nadstawką osiąga wysokość 1700 mm. Zapewniamy, że nasz wózek anestezjologiczny spełni najwyższe wymagania placówek medycznych pod względem funkcjonalności, bezpieczeństwa i higieny.

Wózek anestezjologiczny ze stali kwasoodpornej, wyposażenie;

- szafka z 3 szufladami (wysokość frontów 3x234 mm),
- 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej,
- 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
- 2xodcinki szyny na nadstawce,
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
- 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
- 1xkosz kolanowy,
- 1xwieszak kroplówki,
- 1xamek centralny.

Wózek anestezyjologiczny ze stali kwasoodpornej, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)