

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-dla-inwalidow-elektryczny-ifold-p-3359.html>



Wózek dla inwalidów elektryczny iFOLD

Cena brutto	4 800,00 zł
Cena netto	4 444,44 zł
Cena poprzednia	5 480,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-WE-iFOLD

Opis produktu

iFOLD - wózek dla inwalidów, który redefiniuje niezależność

Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci cieszyć się pełnią życia bez względu na ograniczenia mobilności? iFOLD to wózek dla inwalidów klasy premium stworzony z myślą o maksymalnym komforcie i prostocie codziennego użytkowania. Dzięki automatycznemu mechanizmowi składania jednym przyciskiem w kilka sekund zmienisz go w kompaktową walizkę, którą bez trudu włożysz do bagażnika samochodu lub zabierzesz w podróż samolotem.

Moc i bezpieczeństwo w każdym terenie

Nowoczesne, bezszczotkowe silniki 2 x 250 W zapewniają płynną i cichą jazdę z prędkością do 6 km/h, a litowy akumulator 24 V 20 Ah gwarantuje zasięg nawet 20 km na jednym ładowaniu. To wózek akumulatorowy dla inwalidy, który możesz użytkować zarówno w domu, jak i na wymagającym, miejskim bruku. Elektromagnetyczny hamulec zatrzyma wózek na dystansie $\leq 1,5$ m, a system amortyzacji 3-strefowej niweluje drgania na nierównym podłożu, chroniąc stawy i kręgosłup.

Komfort, który czujesz od pierwszej chwili

Wygodne siedzisko 49 x 46 cm z profilowaną poduszką, regulowany zagłówek i podnoszone podłokietniki ułatwiają długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej oraz swobodne przesiadanie się. Pas bezpieczeństwa i koła antywywrotne dbają o stabilność nawet przy maksymalnym obciążeniu 150 kg. Pod ręką znajdziesz praktyczne kieszenie na telefon, portfel i drobne zakupy.

Intuicyjna obsługa dla każdego

Ergonomiczny joystick z wyraźnym wyświetlaczem LCD informuje o prędkości i poziomie baterii, a bezprzewodowy pilot pozwala sterować wózkiem na odległość – idealne wsparcie dla opiekuna. iFOLD pracuje w dwóch trybach: elektrycznym lub manualnym, więc gdy zechcesz, możesz przepchnąć wózek tak jak tradycyjny model.

Dlaczego warto wybrać iFOLD?

- Aluminiowa rama – wytrzymała, a zarazem lekka (masa własna 31,5 kg).
- Koła 12" z pompowanymi oponami – lepsza przyczepność i tłumienie drgań.

-
- Minimalny promień skrętu 1,2 m – swobodne manewrowanie w wąskich przestrzeniach.
 - Ładowanie 6-8 h – pełna bateria gotowa na cały dzień aktywności.

Poznaj wózek iFOLD jeszcze przed zakupem

Chcesz upewnić się, że iFOLD spełni wszystkie Twoje wymagania? Pobierz bezpłatną instrukcję obsługi w formacie PDF i sprawdź szczegółowe dane techniczne, funkcje oraz zasady bezpieczeństwa – kliknij [[Pobierz instrukcję PDF](#)].

Kupując wózek iFOLD, otrzymujesz:

- kompletną, drukowaną instrukcję obsługi – krok po kroku od pierwszego uruchomienia po codzienną konserwację,
- kartę gwarancyjną potwierdzającą ochronę producenta na wózek i akumulator.

Dzięki temu masz pewność, że korzystasz z wózka prawidłowo i bezpiecznie od pierwszego dnia.

iFOLD to wózek dla inwalidy elektryczny, który łączy innowację z niezawodnością, oferując niezależność tam, gdzie jej najbardziej potrzebujesz. Wybierz wózek elektryczny dla inwalidy i przekonaj się, jak łatwe może być przemieszczanie się, urlop czy zwykły spacer po parku. Zamów już dziś i odkryj nową definicję mobilności!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.