

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-dla-inwalidy-lub-seniora-skladany-elektryczny-fortigo-p-3366.html>



FortiGO Timago – składany wózek elektryczny 150 kg z panelem opiekuna

Cena brutto	4 899,00 zł
Cena netto	4 536,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FortiGO

Opis produktu

FortiGO Timago – 150 kg nośności i osobne sterowanie dla opiekuna

FortiGO Timago to składany aluminiowy wózek inwalidzki elektryczny, którego najważniejszym wyróżnikiem jest połączenie **nośności do 150 kg**, napędu **2 x 250 W**, **trzystrefowej amortyzacji** oraz dodatkowego panelu umożliwiającego elektryczne sterowanie wózkiem przez opiekuna.

Model ma przednie pełne koła 8" oraz **tylne koła pneumatyczne 12"**. Amortyzacja została zastosowana z przodu, pośrodku i z tyłu konstrukcji. FortiGO waży **26,50 kg bez akumulatora**, natomiast wyjmowany akumulator litowy waży 3,50 kg, dlatego masa kompletnego zestawu wynosi około **30 kg**.

Wózek jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nie należy jednak traktować go jako wózka terenowego ani zakładać, że jest przeznaczony na każdą nawierzchnię.

Najważniejsze zalety FortiGO

- **maksymalna nośność do 150 kg**,
- **osobny panel sterowania dla opiekuna** oraz joystick użytkownika,
- dwa silniki o mocy **2 x 250 W**,
- **amortyzacja z przodu, pośrodku i z tyłu**,
- tylne koła pneumatyczne **12"** i przednie pełne 8",
- ręcznie składana aluminiowa rama,
- wyjmowany akumulator litowy **20 Ah**,
- masa 26,50 kg bez akumulatora i około 30 kg z akumulatorem,
- oparcie z regulacją wysokości,
- deklarowany maksymalny zasięg do 20 km,
- hamulec elektromagnetyczny, pas bezpieczeństwa i koła antywywrotne.

Dane techniczne FortiGO Timago

Producent	Timago
Model	FortiGO
Typ	składany wózek inwalidzki elektryczny

Konstrukcja	aluminiowa, składana ręcznie
Wymiary całkowite	110 × 65 × 97-102 cm (dł. × szer. × wys.)
Szerokość całkowita	65 cm
Wymiary poduszki siedziska	47 × 47 × 6 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Oparcie	regulowane na wysokość
Masa wózka bez akumulatora	26,50 kg
Masa akumulatora	3,50 kg
Masa kompletnego zestawu	około 30 kg
Maksymalna nośność	150 kg
Silniki	2 × 250 W
Maksymalna prędkość	≤ 6 km/h
Deklarowany maksymalny zasięg	do 20 km
Akumulator	litowy, 20 Ah, wyjmowany
Czas ładowania	6-8 godzin
Koła przednie	pełne 8"
Koła tylne	pneumatyczne 12"
Amortyzacja	z przodu, pośrodku i z tyłu
Minimalny promień skrętu	1,00 m
Maksymalny kąt wzniesienia	≤ 6°
Hamulec	elektromagnetyczny
Droga hamowania	≤ 1,5 m
Tryby pracy	elektryczny i ręczny
Sterowanie użytkownika	joystick
Sterowanie opiekuna	oddzielny panel sterowania
Stopień ochrony	IP54
Elementy bezpieczeństwa	pas bezpieczeństwa, koła antywywrotne, hamulec elektromagnetyczny
Pełne wymiary po złożeniu	brak potwierdzonych danych producenta
Gwarancja podstawowa	24 miesiące
Dodatkowa gwarancja na ramę	60 miesięcy

Jeżeli chcesz zestawić FortiGO z pozostałymi modelami według nośności, masy, szerokości, kół oraz sposobu składania, [porównaj nośność, masę i sposób składania](#) w dostępnych elektrycznych wózkach inwalidzkich.

Panel opiekuna – ważny wyróżnik FortiGO

Oprócz joysticka przeznaczonego dla użytkownika **FortiGO ma oddzielny panel elektrycznego sterowania dla opiekuna**. Pozwala to osobie towarzyszącej sterować napędem wózka z tylnej części konstrukcji.

Nie należy mylić tej funkcji z samą możliwością przełączenia wózka w tryb ręczny. Panel opiekuna jest osobnym elementem sterującym i stanowi jeden z głównych wyróżników modelu FortiGO.

Koła pneumatyczne i trzystrefowa amortyzacja

FortiGO wykorzystuje **pełne koła przednie 8"** oraz **pneumatyczne koła tylne 12"**. Producent potwierdza zastosowanie amortyzacji w trzech obszarach konstrukcji: z przodu, pośrodku i z tyłu.

Obecność pneumatycznych kół i amortyzacji nie oznacza jednak, że FortiGO jest wózkiem terenowym lub przeznaczonym na każdą nawierzchnię. Maksymalny dopuszczalny kąt wzniesienia wynosi **6°**, a sposób użytkowania powinien być zgodny z instrukcją producenta.

Składanie, masa i transport FortiGO

Rama FortiGO jest **składana ręcznie**. Wózek nie ma mechanizmu automatycznego składania. Akumulator można wyjąć, co zmniejsza masę konstrukcji z około 30 kg do **26,50 kg**.

Producent nie podaje kompletu potwierdzonych wymiarów FortiGO po złożeniu. Z tego powodu nie można zagwarantować, że wózek zmieści się do każdego bagażnika samochodowego. Przed zakupem warto zmierzyć przestrzeń bagażową oraz ocenić możliwość bezpiecznego podniesienia konstrukcji o masie 26,50 kg bez akumulatora.

Akumulator 20 Ah i deklarowany zasięg do 20 km

FortiGO jest wyposażony w **wymowany akumulator litowy o pojemności 20 Ah**, ważący 3,50 kg. Deklarowany przez producenta maksymalny zasięg wynosi do 20 km, a czas ładowania to 6–8 godzin.

Rzeczywisty dystans możliwy do przejechania może być krótszy i zależy między innymi od obciążenia, nawierzchni, nachylenia, temperatury, sposobu jazdy oraz stanu i poziomu naładowania akumulatora.

Uwaga dotycząca akumulatora: aktualne materiały producenta są niespójne w zakresie jego napięcia, dlatego na tej karcie nie podajemy wartości napięcia jako potwierdzonego parametru. Przy zakupie akumulatora zamiennego należy kierować się oznaczeniem na konkretnym egzemplarzu oraz właściwym numerem części.

Kiedy warto rozważyć FortiGO?

FortiGO warto rozważyć przede wszystkim wtedy, gdy dla konkretnego użytkownika istotne są jednocześnie:

- nośność do 150 kg,
- możliwość elektrycznego sterowania przez opiekuna,
- amortyzacja z przodu, pośrodku i z tyłu,
- pneumatyczne tylne koła 12",
- ręcznie składana aluminiowa konstrukcja,
- masa kompletnego wózka około 30 kg zamiast konstrukcji przekraczającej 40 kg.

Sam udźwignie nie przesądza jednak o prawidłowym doborze. Przed zakupem należy uwzględnić również szerokość siedziska 47 cm, szerokość całkowitą 65 cm, sposób transferu, przestrzeń do manewrowania i możliwości osoby korzystającej ze sterowania.

Co trzeba wiedzieć przed wyborem FortiGO?

- **Nie jest to najlżejszy model do częstego podnoszenia** – kompletny zestaw waży około 30 kg.
- **Składanie jest ręczne** – FortiGO nie ma funkcji automatycznego składania.
- Nie ma potwierdzonych pełnych wymiarów po złożeniu, dlatego dopasowanie do samochodu wymaga indywidualnego pomiaru.
- Deklarowany zasięg do 20 km nie jest gwarantowanym dystansem w każdych warunkach.

-
- Maksymalny kąt wzniesienia wynosi $\leq 6^\circ$.
 - Tylne koła są pneumatyczne, dlatego wymagają kontroli stanu ogumienia i ciśnienia.
 - Jeżeli zagłówek jest wymaganym elementem wyposażenia, jego obecność w konkretnym zestawie należy potwierdzić przed zakupem.

FortiGO czy iFold?

Oba modele mają nośność do 150 kg, lecz odpowiadają na inną potrzebę. FortiGO jest składany ręcznie, ma panel opiekuna, regulację wysokości oparcia i waży około 30 kg z akumulatorem.

Jeżeli priorytetem jest **automatyczne składanie oraz regulacja kąta oparcia 90-145°**, sprawdź [model iFold z automatycznym składaniem i regulowanym oparciem](#). iFold waży około 35 kg z akumulatorem, więc jego przewagą jest mechanizm składania, a nie niższa masa.

FortiGO czy POWER-TIM?

FortiGO i POWER-TIM mają dodatkowe sterowanie dla opiekuna oraz silniki 2 × 250 W, ale różnią się konstrukcją. FortiGO ma nośność do 150 kg, tylne koła 12" i masę około 30 kg z akumulatorem.

Jeżeli ważniejsze są **większe tylne koła 16" i dopuszczalne nachylenie do 12°**, zobacz [POWER-TIM z większymi kołami i sterowaniem dla opiekuna](#). Trzeba przy tym uwzględnić, że kompletny POWER-TIM waży około 41 kg, a jego maksymalna nośność wynosi 130 kg.