

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-dla-inwalidy-lub-seniora-skladany-elektryczny-fortigo-p-3366.html>



Wózek dla inwalidy lub seniora składany elektryczny FortiGO

Cena brutto	4 899,00 zł
Cena netto	4 536,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-TGO-WE-FORTIGO

Opis produktu

FortiGO – składany i lekki elektryczny wózek inwalidzki

FortiGO to nowoczesny, lekki i składany wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, zaprojektowany z myślą o osobach pragnących mobilności, komfortu i niezależności. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu, solidnej konstrukcji i możliwości ręcznego prowadzenia sprawdzi się zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

Najważniejsze cechy i zalety

Wózek FortiGO posiada składaną aluminiową ramę, która ułatwia transport i przechowywanie. Jego konstrukcja jest lekka, a mimo to stabilna i wytrzymała, z maksymalnym obciążeniem do 115 kg. Można go złożyć w kilka sekund, dzięki czemu zmieści się nawet w bagażniku samochodu.

Dwa niezależne silniki elektryczne umożliwiają płynne poruszanie się z maksymalną prędkością do 6 km/h, a dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu wózek osiąga zasięg do około 20 km na jednym ładowaniu. Wbudowany joystick z czytelnym panelem sterowania pozwala regulować prędkość, zmieniać kierunek jazdy, a także kontrolować stan baterii. Można go zamontować po lewej lub prawej stronie, dostosowując obsługę do potrzeb użytkownika.

FortiGO wyposażono w komfortowe, regulowane siedzisko i oparcie, z odpinaną tapicerką, odbłaskami, kieszenią na drobiazgi oraz pasem bezpieczeństwa. Wózek posiada także kółka antywywrotne, które zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy oraz hamulce elektromagnetyczne zapewniające natychmiastowe zatrzymanie w razie potrzeby. Dodatkowym atutem jest możliwość przełączenia wózka w tryb ręczny, dzięki czemu może być prowadzony jak tradycyjny wózek inwalidzki.

Wózek idealnie sprawdzi się dla osób, które oczekują wygody i niezależności w codziennym funkcjonowaniu, a także dla tych, którzy potrzebują wózka łatwego do przewożenia i przechowywania. Jest odpowiedni zarówno do użytku w pomieszczeniach, jak i na utwardzonych ścieżkach na zewnątrz. Zapewnia stabilną i bezpieczną jazdę, nawet na niewielkich wzniesieniach.

Specyfikacja techniczna

Zasięg: do około 20 km

Maksymalna prędkość: do 6 km/h

Maksymalne obciążenie: do 115 kg

Waga wózka: około 26–29 kg

Silniki: dwa, o mocy ok. 65 W każdy

Akumulator: litowo-jonowy 24 V 18 Ah

Hamulce: elektromagnetyczne

Koła tylne: pompowane, przednie: pełne

Promień skrętu: około 1,2 m

Maksymalne nachylenie terenu: do 6° (bezpiecznie do 9°)

Wyposażenie standardowe

W zestawie znajduje się wózek FortiGO z kompletną ramą, akumulatorem i ładowarką, joystick z panelem sterowania, pas bezpieczeństwa, odpinana tapicerka, łamane podłokietniki i podnóżki, zagłówek, kółka antywywrotne oraz instrukcja obsługi i gwarancja.

Podsumowanie

FortiGO to wygodny i bezpieczny elektryczny wózek inwalidzki, który zapewnia dużą mobilność i niezależność użytkownika. Jego największe atuty to składana, lekka konstrukcja, łatwa obsługa, wygodne sterowanie i możliwość jazdy zarówno elektrycznej, jak i ręcznej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i przemyślanej budowie, jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących wózka do codziennego użytku, który równie dobrze sprawdzi się w domu, jak i w terenie.