

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-mycia-chorych-eco-p-3257.html>

Wózek do mycia chorych - ECO

Numer katalogowy

SM-INW-ECO-C213 EVO



Opis produktu

Wózek transportowo-kąpielowy C213 EVO ECO — Komfort i bezpieczeństwo w opiece nad osobami niepełnosprawnymi

Wózek transportowo-kąpielowy C213 EVO ECO to innowacyjne rozwiązanie, stworzone z myślą o opiece nad osobami niepełnosprawnymi i pacjentami z ograniczoną mobilnością. Idealnie sprawdza się jako łóżko kąpielowe dla osób z niepełnosprawnością oraz chorych wymagających specjalistycznej opieki. Dzięki niemu kąpiel i transport w obiektach zamkniętych stają się prostsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Główne zastosowanie wózka do mycia chorych

Ten nowoczesny wózek kąpielowy umożliwia wygodne przewożenie oraz kąpiel pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać z tradycyjnych wanien czy pryszniców. Idealny do domów opieki, szpitali oraz ośrodków rehabilitacyjnych. Dzięki regulacji wysokości i solidnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo, sprzęt gwarantuje długotrwałe użytkowanie.

Zalety łóżka kąpielowego dla niepełnosprawnych:

- **Solidna konstrukcja:** Wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, zapewnia trwałość i odporność na korozję.
- **Wygodna wanna z PCV:** Łatwa w czyszczeniu, z wodoodporną poduszką, która zwiększa komfort pacjenta.
- **Bezpieczeństwo:** Bariery czołowe i odchylane boczne zabezpieczają przed przypadkowym wypadnięciem.
- **Regulacja wysokości:** Dzięki **hydraulicznemu siłownikowi** personel medyczny może dostosować wysokość wózka do swoich potrzeb.
- **Mobilność:** Koła z blokadą indywidualną umożliwiają bezpieczne przemieszczanie wózka wewnątrz budynków.

Dane techniczne:

- **Szerokość całkowita:** 73 cm
- **Długość całkowita:** 203 cm
- **Wysokość regulowana:** 81,5-120 cm
- **Obciążenie maksymalne:** 180 kg
- **Średnica kół:** 20 cm

Idealny wybór dla opiekunów i placówek medycznych

Wózek do mycia chorych C213 EVO ECO to niezastąpione narzędzie w codziennej opiece nad osobami z ograniczoną sprawnością ruchową. Umożliwia łatwy transport oraz higieniczną kąpiel, dbając o komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Dzięki nowoczesnej konstrukcji i funkcjonalności jest to inwestycja w jakość i efektywność opieki.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.