

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozenia-chorych-w-pozycji-siedzacej-p-3216.html>



Wózek inwalidzki transportowy MOBIL-TIM Timago – składany, 51 cm

Cena brutto	367,00 zł
Cena netto	339,81 zł
Cena poprzednia	520,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOBIL-TIM

Opis produktu

Składany wózek inwalidzki transportowy MOBIL-TIM Timago – wąski 51 cm

MOBIL-TIM to składany wózek inwalidzki z funkcją transportową, przeznaczony dla osób, które nie mogą samodzielnie się poruszać i wymagają pomocy opiekuna. Dzięki szerokości całkowitej wynoszącej tylko **51 cm** łatwiej manewrować nim w mieszkaniu, korytarzu, gabinecie, przychodni lub innej placówce.

Wózek waży zaledwie **9,5 kg**, a po złożeniu zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania i przewożenia. Jest przeznaczony do użytkowania **wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i na krótkich odcinkach**.

Najważniejsze zalety MOBIL-TIM

- **Składana konstrukcja** ułatwia przechowywanie oraz transport wózka.
- **51 cm szerokości całkowitej** pomaga w manewrowaniu w wąskich przejściach.
- **9,5 kg wagi** ułatwia przenoszenie i przygotowanie wózka do użycia.
- **Maksymalne obciążenie 136 kg** pozwala zastosować wózek u wielu dorosłych użytkowników.
- **Uchyłne podłokietniki** ułatwiają wsiadanie i zsiadanie.
- **Pas bezpieczeństwa** pomaga utrzymać użytkownika w prawidłowej pozycji.
- **Ręczne hamulce przy tylnych kołach** umożliwiają zatrzymanie i zabezpieczenie wózka.
- **Podnóżek oraz oparcie** zwiększają komfort podczas transportu.

Wąski wózek transportowy do wnętrza

MOBIL-TIM został zaprojektowany z myślą o transporcie osoby siedzącej w domu, gabinecie, przychodni, placówce opiekuńczej lub innej przestrzeni, w której liczy się łatwe manewrowanie.

Szerokość całkowita **51 cm** sprawia, że jest to kompaktowy model do pomieszczeń, w których większy wózek może być trudniejszy do prowadzenia. Przed zakupem należy jednak zmierzyć przejścia i drzwi w miejscu użytkowania.

Dla kogo przeznaczony jest MOBIL-TIM?

Wózek może być stosowany przez osoby mające trudności z samodzielnym poruszaniem się, między innymi w związku z:

- ograniczoną sprawnością ruchową,
- paraliżem,
- nadwagą,

- zwyrodnieniami lub deformacjami kończyn,
- uszkodzeniami stawów,
- urazami kończyn lub ich amputacją,
- chorobami serca i naczyń,
- zaburzeniami krążenia.

Ważne: wózek dla opiekuna

MOBIL-TIM jest wózkiem transportowym. **Nie jest przeznaczony do samodzielnego napędzania przez użytkownika.** Wózek może być obsługiwany wyłącznie przy pomocy osoby towarzyszącej.

Model jest przeznaczony do użytkowania **wewnątrz pomieszczeń i na krótkich odcinkach**. Nie należy stosować go jako wózka terenowego ani do regularnej jazdy na zewnątrz.

Bezpieczne korzystanie z wózka

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan hamulców, kół i konstrukcji.
- Podczas wsiadania, wysiadania, zmiany pozycji i postoju hamulce muszą być zablokowane.
- Podczas jazdy użytkownik powinien mieć zapięty pas bezpieczeństwa.
- Nie wolno używać podłokietników jako podpory przy wstawaniu.
- Nie wolno opierać ciężaru ciała na podnóżku podczas wsiadania lub wysiadania.
- Wózek nie ma regulacji szerokości - przed użyciem należy upewnić się, że jego szerokość jest odpowiednia dla użytkownika.

MOBIL-TIM czy MOBIL-TIM PLUS?

Cecha	MOBIL-TIM	MOBIL-TIM PLUS
Szerokość całkowita	51 cm	60 cm
Waga	9,5 kg	około 11 kg
Przeznaczenie	Wąskie pomieszczenia i krótkie odcinki	Szerszy model transportowy
Najważniejsza przewaga	Mniejsza szerokość i niższa waga	Szersza konstrukcja i uchwyt transportowy

Jeżeli najważniejsza jest mała szerokość i łatwe przenoszenie, wybierz **MOBIL-TIM**. Jeżeli potrzebujesz szerszego modelu z uchwytem transportowym, sprawdź [wózek MOBIL-TIM PLUS](#).

Dane techniczne

Model	MOBIL-TIM
Producent	Timago
Rodzaj	Składany wózek inwalidzki z funkcją transportową
Sposób obsługi	Wyłącznie przez osobę towarzyszącą
Przeznaczenie	Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń, krótkie odcinki
Materiał ramy	Stal
Szerokość całkowita	51 cm
Szerokość wewnętrzna	41 cm
Wymiary siedziska	41 × 41 cm
Głębokość całkowita	80 cm
Wysokość siedziska od podłoża	48 cm
Wysokość całkowita	91 cm
Tylne koła	8 cali
Przednie koła	6 cali
Hamulce	Ręcznie sterowane, przy tylnych kołach
Podłokietniki	Uchylnie
Pas bezpieczeństwa	Tak
Podnóżek	Tak
Waga	9,5 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg
Kolor ramy	Biały
EAN	5902983727507

Informacje dodatkowe

- Wyrób medyczny.
- Kod produktu: MOBIL-TIM.
- Gwarancja: 5 lat, zgodnie z warunkami sprzedaży i kartą gwarancyjną.

[Zobacz wszystkie ręczne wózki inwalidzkie](#) lub przejdź do kategorii [wózków do przewożenia chorych](#).

