

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozu-lekow-p-2017.html>

## Wózek do przewozu leków



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>2 620,00 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>2 425,93 zł</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-D-02-66</b>     |
| Kod producenta   | <b>D-02-S(1)Q-66-ST-K5</b> |

### Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiam Państwu innowacyjny wózek do przewozu leków, który jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i farmaceutycznych. Ten nowoczesny wózek został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie użytkowania.

Wózek składa się z solidnego stelaża aluminiowo-stalowego, który został lakierowany proszkowo na biało, nadając mu estetyczny wygląd i zapewniając trwałość. Stelaż ten posiada kanały montażowe po wewnętrznej stronie, co umożliwia dowolną regulację wysokości półek. To oznacza, że wózek można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji. Co więcej, montaż wyposażenia dodatkowego jest możliwy za pomocą elementów złącznych, co eliminuje konieczność wykonywania otworów w wózku.

Wózek wyposażony jest w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę. Koła te są umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej, co gwarantuje trwałość i odporność na uszkodzenia. Dzięki uchwytowi z kształtownika o przekroju 20x20 mm, wózek jest wygodny w prowadzeniu i zapewnia stabilność podczas przemieszczania.

Wózek do przewozu leków posiada trzy wyjmowane powierzchnie użytkowe, które są niezwykle praktyczne. W jego wyposażeniu znajduje się taca ze stali kwasoodpornej o wymiarach 705x390x18 mm, zapewniająca dużo miejsca na przechowywanie i transport leków. Dodatkowo, wózek posiada szufladę stalową lakierowaną proszkowo na biało o wymiarach 655x385x155 mm oraz kuwetę z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm. Te dodatkowe elementy umożliwiają segregację i bezpieczne przechowywanie różnych rodzajów leków.

Całkowite wymiary wózka to 810x480x890 mm, co czyni go kompaktowym i łatwym do manewrowania nawet w ograniczonych przestrzeniach. Powierzchnia użytkowa tacy ma wymiary 610x360x17 mm, szuflady - 580x345x125 mm, a kuwety - 335x260x60 mm. Ten wózek jest idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, które wymagają przenośnego, funkcjonalnego i bezpiecznego systemu przechowywania leków.

Należy również wspomnieć, że wózek został wyprodukowany w kraju i spełnia wszystkie niezbędne normy i standardy jakości. Jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych, co potwierdza jego profesjonalizm i zaufanie jakim cieszy się na rynku.

Warto zauważyć, że wózek do przewozu leków sprzedawany jest ze stawką 8% VAT. Dzięki temu zakup tego funkcjonalnego i niezawodnego produktu jest jeszcze bardziej opłacalny.

Podsumowując, wózek do przewozu leków o solidnej konstrukcji, regulowanych półkach i praktycznych dodatkowych elementach stanowi doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych. Jego funkcjonalność, wytrzymałość i bezpieczeństwo w połączeniu z estetycznym wyglądem i łatwością obsługi czynią go niezastąpionym narzędziem w codziennej pracy personelu medycznego.

---

**Wózek do przewozu leków, dane techniczne:**

- Wymiary całkowite: 810x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej kuwety: 335x260x60 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**