

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 12:55

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-do-przewozu-lekow-seria-fc2703-27-04l-p-2215.html>



Wózek do przewozu leków seria FC2703-27-04L

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-7 dni
Numer katalogowy	SM-FCH-FC2703-27-04L

Opis produktu

Wózek z serii FC jest idealny do **sortowania, oraz transportów leków, jak i innych materiałów medycznych.**

Błat roboczy wózka medycznego, oraz uchwyty boczne, są wykonane **z trwałego, wytrzymałego tworzywa PP** (polipropylenu). Wózek został zbudowany na aluminiowej ramie, a jego boczne panele wykonane **są z tworzywa ABS.** Jego szuflady są **zamykane na centralny zamek, a koła są przeciwpyłowe.**

Specyfikacja	FC2703L / FC2704L
Szerokość	760 mm
Głębokość	490 mm
Wysokość	1030 mm
Wysokość bez kół	930 mm



FC2703L



FC2704L (+369 zł)

Akcesoria:

- blat roboczy i boczne uchwyty wykonane z wytrzymałego tworzywa PP,
- aluminiowa rama wózka,

-
- panele boczne wykonane z tworzywa ABS,
 - centralny zamek,
 - koła przeciwpływowe.

Szuflady:

samoczynne domykanie

wymiary:

- 569mm x 398 mm x 76 mm
- 569mm x 398 mm x 155 mm
- 569mm x 398 mm x 234 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model wózka: FC2703L , FC2704L